

DE

*Elektronisches
Akupunkturgerät –
Modell-Nr. 93 423
Bedienungsanleitung
(nicht für
medizinische
Zwecke)*



Einführung

Das Gerät ist eine bedeutende „Innovation“ zur Behandlung vieler Beschwerden. Es ist sehr einfach zu bedienen (mit nur einer Hand). Betrieb über eine 9-V-Alkalibatterie (6LR61, nicht im Lieferumfang enthalten). Die Muskelverspannungen und Schmerzen können durch die Stimulation sensibler Bereiche gelindert und das Wohlbefinden wiederhergestellt werden. Durch die Stimulation wird auch Ihr gesamter Körper belebt und erfrischt. Es ist tragbar, Sie können es überall mitnehmen und jederzeit anwenden.

Wie funktioniert es?

Die Stimulation soll Ihren Körper in die Lage versetzen, auf die Ausschüttung des natürlichen Hormons Endorphin, welches vom Gehirn freigesetzt wird zu reagieren. Endorphin ist für die Schmerzlinderung verantwortlich. Das Gerät aktiviert diese Körperfunktion, indem es mit 36 Sensoren lokal auf die Schmerzpunkte einwirkt.

Vorsichtsmaßnahmen

Das Gerät soll nicht in der Nähe von bzw. auf Verletzungen, Schnitten, Wunden oder Hautausschlägen verwendet werden. Verwenden Sie es nicht wenn Sie Herzprobleme haben, an Thrombosen leiden oder schwanger sind. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt. In den folgenden Abschnitten finden Sie detaillierte Empfehlungen für die korrekte Verwendung des Gerätes. HINWEIS: Das Gerät darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Wie benutzt man es?

1. Schalten Sie das Gerät ein, in dem Sie das Rad auf die niedrigste Intensitätsstufe drehen.
2. Setzen Sie das Gerät auf den gewünschten Bereich des Körpers und stimulieren Sie diese Stelle mit leichten kreisenden Bewegungen.
3. Die richtige Intensität (es gibt 5 Intensitätsstufen) wählen Sie in dem Sie das Rad drehen, bis ein angenehmes Kribbeln zu spüren ist. Sie können die Intensität während der Anwendung ändern, aber die Intensität muss angemessen sein.

EMPFEHLUNG:

Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme wählen Sie bitte zuerst die niedrigste Intensität. Wenn Sie die höchste Intensität wählen, halten Sie den Kopf niemals auf nur einer Stelle. Verwenden Sie das Gerät NUR mit kreisenden Bewegungen. Stimulieren Sie den gewählten Bereich vorzugsweise 3-7 Minuten lang mit leichten kreisenden Bewegungen auf der Haut (oder je nach der Einstellung und Empfindlichkeit kann die Zeit länger sein). Drücken Sie das Gerät nicht zu stark auf die Haut, da es zu Reizungen führen kann. 4. Wenn das Gerät bei Schmerzen verwendet wird, kann es ab der ersten Anwendung schon zu einer Schmerzlinderung kommen. Wiederholen Sie die Anwendung bei erneuten Schmerzen. Bei chronischen Schmerzen können Sie bessere Ergebnisse erzielen, wenn Sie in regelmäßigen Abständen die Anwendungen ausführen. HINWEIS: Während oder nach der Anwendung kann eine leichte Rötung auftreten, sie wird jedoch schnell verschwinden.

Das folgende Diagramm zeigt traditionelle Akupunktur-Positionen, die zur Wiederherstellung Ihres Wohlbefindens am besten funktionieren können.



- **Kopfschmerzen**
2 mn an jedem Punkt
Intensität: minimum
- **Revitalisierung**
2 mn an jedem Punkt
Intensität: minimum
- **Rückenschmerzen**
3 mn an jedem Punkt
Intensität: mittel
- **Schulderschmerzen**
2 mn an jedem Punkt
Intensität: minimum
- **Schlafstörung**
3 mn an jedem Punkt
Intensität: mittel

Kopfschmerzen



Verwenden Sie das Gerät mit kreisender Bewegung um die angezeigten Punkte.



Abb. 1 - Die effektivsten Positionen bei leichten Kopfschmerzen.



Abb. 2 - Position bei Überlastung.

Abb. 3 - Bei allgemeinen Kopfschmerzen

Rückenschmerzen



Die häufigsten Schmerzen treten im unteren Rückenbereich auf. Diese werden durch plötzliche Bewegungen, schlechte Körperhaltungen, verspannte Muskeln usw. verursacht. Stimulieren Sie die unten gezeigten Bereiche

Schulderschmerzen

Ursache: Muskelverspannungen, intensive körperliche Belastung (Sport), Stress usw. Stimulieren Sie die unten gezeigten Bereiche. Beachten Sie dabei die angegebenen Bedingungen unter „Vorsichtsmaßnahmen“.



Ellenbogenschmerzen



Ursache: Muskelverspannungen, intensive körperliche Belastung, Stress usw. Stimulieren Sie die unten gezeigten Bereiche. Beachten Sie dabei die angegebenen Bedingungen unter „Vorsichtsmaßnahmen“.

Knieschmerzen

Ursache: Muskelverspannungen, intensive körperliche Betätigung (Sport), Stress usw. Stimulieren Sie die unten gezeigten Bereiche. Beachten Sie dabei die angegebenen Bedingungen unter „Vorsichtsmaßnahmen“.



Abb.2: Die effektivsten Positionen zur Linderung von Knieschmerzen

ACHTUNG!!!
Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist.

ENTSORGUNG:
Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

© 19.06.2019