

Bruksanvisning for SUPER-EAR

1. Fjern dekselet til batterirommet ved å trykke på dekselet lett med tommelen og skyv det i pilens retning.
2. Sett inn AAA 1.5V batteriet.
Pass på at de positive (+) og negative (-) endene samsvarer med de som er angitt på batterihålligheten. Alkaliske batterier vil leve 2-3 ganger mindre enn driftstid batterier.
3. Skyv batterirommet dekselet tilbake i låst stilling.
4. Sett inn øretelefonkontakten i kontakten på forsterkerens venstre side.,
5. Pass på at forsterkerbryteren er i "OFF"/ "AV" posisjon før du setter på øretelefonene. Juster hodebåndet for å passe komfortabelt
6. Vri volumkontrollknappen sakte på høyre side av forsterkeren til ønsket nivå på forsterkning.
7. Fest lommeclippen til bunnen og forsterkeren med skruen som følger med. Ikke stram over. Kan brukes på lomme, belte eller annet utstyr.

NOTE: Når du bruker Super Ear utendørs, må du beskytte forsterkeren mot eksponering for fuktighet. Denne enheten er ikke vanntett.

Bruker Tips

1. Denne forsterkeren har en maksimal forsterkning på over 50 dB.
Ved ca. 3/4 åpen på volumkontrollen, oppnås full volum.
Hvis du slår volumkontrollen helt oppe, er det ingen ekstra ekte lydforsterkning. MEN kan resultere i en irriterende tilbakemeldingsstøy. Slå volumkontrollen for å eliminere tilbakemelding.
2. Hvis hodetelefoner som ikke er i bruk, plasseres i nærheten av forsterkeren mens den er slått på, vil det oppstå tilbakemelding. **Slå alltid** av på Super Ear, før du fjerner hodetelefonene.

Spesifikasjoner

- Designet for å gi opptil 50+ desibel av omgivende lydforsterkning.
Maksimal utgang på 107dB.
- Frekvensrespons 100 til 14000 hertz.
- Fast tilstand mikroelektronisk kretser krever bare en enkelt 1.5AAA alkalisk batteri for til 30 timers drift. Batteri følger med
- Premium stereohodetelefoner gir klar, skarp lyd spesielt godt i det menneskelige stemmeområdet. Skumørene er lett utskiftbare.
- Driftstemperaturområde 0 °c min, 55 °c maks
- Relativ fuktighetsområde ved 20°C /95% RH