

ELEKTRONISK AKUPUNKTURAPPARAT

Akupunktur uten nåler og uten strøm!

Akupunktur's handling reduserer:

Kontrakturer
Smerter
Leddsmerter
Senesmerter

Akupunktur's handling øker:

Følelse av velvære
Vitalitet
Felles- og muskel mobilitet
Remineralisering

BRUKSANVISNING.

Akupunktur var en flott innovasjon i lettelse av ledd-, muskel- og senesmerter

Nå, akupunktur-pionerer ved å kombinere elektrostimulering og negative ioner.

Akupunktur er veldig praktisk og brukes med bare en hånd, slik at du får optimal trivsel i leddene dine (knær, håndledd, albuer, osv.). korsrygg og livmorhals områder, osv.

Akupunktur er svært kompakt og kan gå med deg overalt hele tiden.
Det kan brukes hjemme, på jobb eller på ferie.

Hvordan Akupunktur fungerer?


Akupunktur tilbyr to eksklusive handlinger til kroppen:

1. Elektrostimulering av smertefulle områder: med sine 36 "Electrostimulation" tips. Akupunktur sender en strøm av elektroner til det følsomme området. Disse elektronene er kjent for sin beroligende og lette effekt.
2. Negativ iondiffusjon: det er en liten karbontopp i midten av **Akupunktur**-hodet som sender et felt av negative ioner over hele det følsomme området

En aldri før funksjon!

- **Hvordan å bruke AKUPUNKTUR?**

1. Du slår bare på din Akupunktur og søker på kroppsområdet som plager deg. Du vil øyeblikkelig føle seg litt prikkende. Pulsen er gradvis og komfortabel.
2. Vennligst vær oppmerksom på at kontrollfunksjonen til frekvens og ionisering ble integrert i intensitetskontrollen i denne siste versjonen Akupunktur.



Strømdiffusjonen av elektroner og negative ioner aktiveres automatisk når enheten er slått på. Intensitetsmoduleringen og elektrostimuleringen gjøres ved å trykke det unike hjulet i enheten.

Akupunktur 2 er helt sikker og naturlig.

Forholdsregler for bruk.

Ikke bruk på enheten nær eller på skader, sår, lesjoner eller utslett.

Ikke bruk hvis du har hjerte- eller kransproblemer, hvis du lider av trombose eller i tilfelle av graviditet.

Hvis du er i tvil, kontakt lege.

Følgende sider inneholder spesielle detaljerte anbefalinger for å sikre korrekt bruk av **Akupunktur**

NOTE: Denne enheten må holdes utenfor barnas rekkevidde.

Bruk av Akupunktur.

Instruksjoner for bruk:

For å starte økten, følgende fremgangsmåte må følges:

Slå på enheten. Sving hjulet på siden og først velg styrken (start med den laveste)

Plasser Akupunktur på kroppens følsomme område (unngår områdene som er nevnt ovenfor) og gjør små sirkulære bevegelser.

Velg deretter styrken som passer deg ved å justere hjul i enheten til du føler deg svakt prikkende.

Denne følelsen skal være hyggelig. Det indikerer at du har nådd riktig styrke.

Du kan endre styrken under økten, men det må forbli toleranse.

En annen knapp er gitt for å justere frekvensen av elektrostimulasjonsstrømmen og den negative iondiffusjonen i henhold til hvor sensitiv du er.



ANBEFALING:

For ekstra forholdsregel, start ved å velge laveste styrke og frekvens. Når du bruker den høyeste styrken og frekvensen, må du aldri holde hodet på enheten på ett og samme sted. Stimuler alltid området som er valgt av små konge, små sirkulære bevegelser over huden. Økter varer fra 2 til 7 minutter (eller mer i henhold til justeringene og avhenger av hvor følsom du er). Ikke trykk Akupunktur for hardt mot huden for å unngå hudirritasjon.

KOMMENTAR:

Litt rødhet kan oppstå under eller etter økten, men dette vil raskt forsvinne.



Ryggsmerte:

Den vanligste smerten er i nedre rygg. Det kan skyldes en plutselig bevegelse, dårlig stilling, stram muskel, osv.

Stimulere områdene som er vist i diagrammet motsatt med **Akupunktur**.

Skulder smerter:

opprikkelse: Tett muskel, intensiv trening, stress, etc.

Lag sirkulære bevegelser for å stimulere områdene som er vist nedenfor med Akupunktur, og overholde betingelsene som er angitt i " Forholdsregler for bruk "







Figure 1

Albue smerte:

opprinnelse: Tett muskel, intensiv trening, stress, osv.

Lag sirkulære bevegelser over områdene som er vist nedenfor med **Akupunktur** .



Figure 2

Fig. 1,2,3 - Stimulering av albueområdet.



Figure 3

Kne smerter:



Figure 1

opprinnelse: Tett muskel, intensiv trening, stress, osv.



Lag sirkelbevegelse for å stimulere områdene som er vist nedenfor, med Akupunktur som overholder betingelsene som er angitt i "Forholdsregler for bruk"



Figure 2

Fig.1,2 Stimulering av knærområdet.

Følgende diagram viser de konvensjonelle akupunkturpunkter som kunne hjelper deg med å finne optimal trivsel.



Advarsel: Ikke kast enheten med husholdningsavfallet ditt. Et selektivt samlingsystem for denne typen produkt er implementert av dine lokale myndigheter. Ta kontakt med de lokale myndighetene for å finne ut hvordan og hvor samlingen foregår. Disse begrensningene gjelder fordi elektriske og elektroniske enheter inneholder farlige stoffer som har skadelig effekt på miljøet eller menneskers helse og må gjenvinnes.

Dette symbolet indikerer at elektriske og elektroniske enheter samles selektivt. Symbolet viser en søppelbeholder krysset ut med et X-symbol.