


AKUBIONIC

ELECTROSTIMULATION
IONISATION



AKUBIONIC

ELECTROSTIMULATION IONISATION

MANUEL D'UTILISATION - P 1
MANUAL FOR USE - P 11
GEBRAUCHSANLEITUNG - S 21
GEBRUIKSAANWIJZING - P 31

*AIDE À SOULAGER
LES GÊNES CORPORELLES
ET À AUGMENTER VOTRE
TONUS CORPOREL*

AKUBIONIC

ELECTROSTIMULATION IONISATION

L'action du Akubionic

diminue : Les contractures
Les courbatures
les gênes articulaires
les gênes tendineuses

L'action du Akubionic *augmente :*

La sensation de bien-être
La vitalité
La mobilité articulaire et
musculaire
La reminéralisation

Introduction

Le **Akubionic** était une grande innovation dans l'apaisement des gênes articulaires, musculaires et tendineuses.

Aujourd'hui, le **Akubionic** crée l'évènement en associant l'électrostimulation aux ions négatifs.

Très maniable, le **Akubionic** s'utilise d'une seule main pour vous offrir encore plus de bien-être aux articulations (genoux, poignets, coudes...), aux lombaires, aux cervicales...

Très compact, le **Akubionic** vous accompagnera en tous lieux et à tous moments.

Il peut s'utiliser à la maison, au bureau ou en vacances.

Comment agit le AKUBIONIC ?

Le **Akubionic** offre DEUX actions exclusives pour votre organisme :

1) **Electrostimulation des zones endolories** : doté de 36 pointes dites "électrostimulantes", le Akubionik envoie sur la région sensible un flux d'électrons, dont les effets sont réputés calmants et apaisants.


2) **Diffusion d'ions négatifs** : au centre de la tête du Akubionik se trouve un petit picot en carbone qui envoie un champ d'ions négatifs sur toute la zone sensible.

Une nouveauté sans précédent !

Comment utilise-t-on le AKUBIONIC ?

1) Il vous suffit simplement de mettre en marche votre Akubionic et de l'appliquer sur la zone du corps qui vous tourmente. Vous ressentez instantanément des petits picotements. Les impulsions sont progressives et confortables.

2) Merci de bien vouloir noter que la fonction contrôle de la fréquence et de l'ionisation a été intégrée au contrôle de l'intensité dans cette dernière version Akubionic.



La diffusion des flux d'électrons et des ions négatifs s'active automatiquement lorsque l'appareil est mis en marche. La modulation de l'intensité et de l'électrostimulation se fait en poussant l'unique molette sur l'appareil

Le Akubionik est entièrement sûr et naturel

Précaution d'emploi

Ne pas appliquer l'appareil près ou sur des blessures, plaies, lésions ou éruptions. Ne pas utiliser si vous avez des problèmes cardiaques ou coronariens, si vous souffrez d'une thrombose quelconque ou si vous êtes enceinte.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin. Vous trouverez dans les pages suivantes des recommandations spécifiques détaillées pour une utilisation correcte du **Akubionic**.

Note : cet appareil doit être tenu hors de portée des enfants.

Utilisation du AKUBIONIC :

Mode d'utilisation :
Pour commencer la séance, veuillez respecter la procédure suivante :



Mettre l'appareil en marche. Tourner la molette située sur le côté et sélectionner d'abord le degré d'intensité (le plus faible pour commencer).

Placer le **Akubionic** sur la zone sensible du corps (en évitant les régions désignées plus haut) et effectuez de légers mouvements circulaires.

Choisir ensuite le degré d'intensité qui vous convient en tournant la molette de réglage de l'appareil, jusqu'à ce que vous ressentiez des petits picotements.

Cette sensation doit être agréable. Elle vous indique que vous avez atteint le bon degré d'intensité.

Vous pouvez modifier l'intensité durant la séance mais elle doit rester tolérable.

Un second bouton vous permet de régler la fréquence des flux d'électrostimulation et de la diffusion d'ions négatifs, en fonction du degré de votre sensibilité.

RECOMMANDATION :

Pour plus de précautions, sélectionner au départ les degrés d'intensité et de fréquence les plus bas.

Lorsque vous utilisez le plus haut degré d'intensité et de fréquence, ne JAMAIS stationner la tête de l'appareil sur un seul et même point.

Toujours stimuler la région choisie en effectuant de légers mouvements circulaires sur la peau.

Les séances durent 2 à 7 minutes (ou davantage en fonction des réglages et de votre sensibilité). Ne pas appuyer trop fortement le Akubionic 2 sur la peau pour éviter toute incommodité cutanée.

REMARQUE : une légère rougeur peut apparaître durant ou après la séance mais elle disparaîtra rapidement.

Maux de dos



Le mal le plus courant se situe en bas du dos. Il peut être causé par un mouvement brusque, une mauvaise posture, un muscle tendu,...

Stimulez avec Akubionic les zones définies sur le schéma ci-contre.

Maux d'épaules

Origine : un muscle tendu, un exercice intensif, le stress,...

Effectuez des mouvements circulaires pour stimuler les points dessinés ci-dessous avec votre Akubionic, en respectant les conditions notées dans la partie "Précautions d'emploi".



Gênes aux coudes



Figure 1

Origine : un muscle tendu, un exercice intensif, le stress...

Effectuez des mouvements circulaires sur les régions dessinées ci-après avec votre Akubionic.



Figure 2

Fig.3 - Stimulation de la zone du coude.



Figure 3

Maux de genoux



Figure 1

Origine : un muscle tendu, un exercice intensif, le stress...


Effectuez des mouvements circulaires pour stimuler les points dessinés ci-après avec votre Akubionic en respectant les conditions notées dans la partie "Précautions d'emploi".



Figure 2

Fig.2 - Stimulation de la zone du genou.

Vous trouverez sur le schéma ci-dessous les points classiques d'acupuncture qui pourront vous aider à retrouver un meilleur sentiment de bien-être



1X6LR61 (Non fournie) 9V 



ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.



MANUAL FOR USE

*HELPS IN EASING
ACHES AND PAINS AND
IN TONING UP*

AKUBIONIC

ELECTROSTIMULATION IONISATION

Akubionic's action reduces:

Contractures
Aches
Joint pain
Tendon pain

Akubionic's action increases:

Feeling of well-being
Vitality
Joint and muscle mobility
Remineralisation

Introduction

Akubionic was a great innovation in easing joint, muscle and tendon pains.

Now, Akubionic pioneers by combining electrostimulation and negative ions.

Akubionic is very practical and is used with only one hand ensuring you optimum well-being to your joints (knees, wrists, elbows, etc), lumbar and cervical regions, etc

Akubionic is highly compact and can go with you everywhere at all times.

It can be used at home, at work or on holiday.

How Akubionic works ?

Akubionic offers TWO exclusive actions to the body:

1) Electrostimulation of painful areas: with its 36 "electrostimulating" tips, **Akubionic** sends a flow of electrons to the sensitive area. These electrons are known for their soothing and easing effects.


2) Negative ion diffusion: there is a small carbon tip in the centre of the **Akubionic** head which sends a field of negative ions over the whole sensitive area.

A never-before feature!

• How to use AKUBIONIC ?

1) You simply switch on your Akubionic and apply to the area of the body that is troubling you. You will instantly feel slight prickling. The pulses are gradual and comfortable.

2) Please kindly note that the control function of the frequency and ionization was integrated to the intensity control in this latest version Akubionic.



The flows diffusion of electrons and negative ions is activated automatically when the device is switched on. The intensity modulation and the electrostimulation is done by pushing the unique wheel on the device.

Akubionic 2 is completely safety and natural

Precautions for use

Do not apply to device close to or onto injuries, wounds, lesions or rashes. Do not use if you have heart or coronary problems, if you suffer from thrombosis or in the event of pregnancy.

If in doubt, seek medical advice.

The following pages feature special detailed recommendations to ensure correct use of **Akubionic**.

Note: *this device must be kept out of children's reach.*

Using Akubionic :

Instructions for use:

To start the session, the following procedure must be adhered to:



Switch on the device. Turn the wheel on the side and first select the strength (start with the lowest).

Place Akubionic on the sensitive area of the body (avoiding the areas stated above) making small circular movements.

Then select the strength that suits you by turning the adjustment wheel on the device until you feel slight prickling.

This feeling should be pleasant. It indicates that you have reached the right strength.

You can change the strength during the session but it must remain tolerance.

A second button is provided to adjust the frequency of the electrostimulation flow and the negative ion diffusion according to how sensitive you are.

RECOMMENDATION :

For extra precaution, start off by selecting the lowest strength and frequency. When you use the highest strength and frequency, NEVER keep the head of the device in one and the same spot. Always stimulate the area chosen by making small circular movements over the skin. Sessions last from 2 to 7 minutes (or more according to the adjustments and depending on how sensitive you are). Do not press Akubionic too hard against skin to prevent any skin irritation.

COMMENT: slight reddening may appear during or after the session but this will quickly disappear.

Back pains



The most common pain is in the lower back. It can be caused by a sudden movement, bad posture, tight muscle, etc.

Stimulate the areas shown in the diagram opposite with **Akubionic**.

Shoulder pains

Origin: tight muscle, intensive exercise, stress, etc.

Make circular movements to stimulate the areas shown below with your **Akubionic**, adhering to the conditions stated in the "Precautions for use".



Elbow pain



Figure 1

Origin: tight muscle, intensive exercise, stress, etc.

Make circular movements over the areas shown below with your Akubionic.



Figure 2

Fig. 1, 2, 3 - Stimulation of the elbow area.



Figure 3

Knee pains



Figure 1

Origin: tight muscle, intensive exercise, stress, etc.


Make circular movement to stimulate the areas shown below with your Akubionic adhering to the conditions stated in the "Precautions for use".




Figure 2

Fig. 1, 2 - Stimulation of the knee area.

The following diagram shows the conventional acupuncture points which could help you to find optimum well-being



1X6LR61 (not supplied) 9V 



WARNING: You should not dispose of this device with your household waste.

A selective collection system for this type of product is implemented by your local authorities. Please contact your local authorities to find out how and where collection takes place. These restrictions apply because electrical and electronic devices contain dangerous substances that have harmful effects on the environment or on human health and must be recycled.

This symbol indicates that electrical and electronic devices are collected selectively. The symbol shows a waste container crossed out with an X symbol.



GEBRAUCHSANLEITUNG

*HILFE ZUR LINDERUNG
KÖRPERLICHER BESCHWERDEN UND
ZUR STEIGERUNG IHRER
KÖRPERKRAFT*

AKUBIONIC

ELEKTROSTIMULATION IONISATION

Die Wirkung des Akubionic

lindert: Verspannungen

Muskelkater

Gelenkschmerzen

Sehnenschmerzen

Die Wirkung des Akubionic steigert:

das Wohlbefinden

die Vitalität

die Beweglichkeit der Gelenke
und Muskeln

die Remineralisierung

Einführung

Das Gerät Biopiezo war eine große Erfindung für die Linderung von Gelenk-, Muskel- und Sehnen-schmerzen.

Heute wird **Akubionic** zu einem Erlebnis, indem es die Elektrostimulation mit Negativ-Ionen verbindet.

Sehr leicht zu handhaben, wird **Akubionic** mit nur einer Hand bedient, um Ihnen noch mehr Wohlbefinden an den Gelenken (Knien, Handgelenken, Ellenbogen,...), im unteren Rücken- und Lendenbereich sowie im Halsbereich zu verschaffen...

Sehr kompakt, begleitet Sie **Akubionic** an allen Orten und zu jedem Zeitpunkt.

Es ist zu Hause, im Büro oder in den Ferien verwendbar.

Wie wirkt Akubionic ?

Akubionic bietet Ihrem Organismus ZWEI exklusive Wirkungen:


1) Elektrostimulation der vom Schmerz betroffenen Körperzonen: ausgestattet mit 36 sogenannten "elektrostimulierenden" Zacken, schickt **Akubionic** einen Elektronenfluss in die empfindliche Körperzone. Diese Elektronen sind dafür bekannt, eine beruhigende und besänftigende Wirkung zu haben.

2) Verteilung der Negativ-Ionen: Im Zentrum des Kopfes des **Akubionic** befindet sich ein kleiner Spitzhammer bzw. Zacken aus Kohlenstoff, der ein Negativ-Ionen-Feld in die gesamte empfindliche Körperzone schickt. Das ist eine absolute Neuheit!

Wie setzt man Akubionic ein ?

1) Sie müssen Ihr **Akubionic** einfach nur einschalten und es auf der Körperzone anwenden, die Sie quält. Sie werden sofort ein leichtes Kribbeln verspüren. Die Impulse steigern sich langsam und sind angenehm.

2) Bitte bemerken Sie, dass die Steuerung in Abhängigkeit der Frequenz und Ionisierung zur Intensitätsregelung in dieser neuesten Akubionik integriert wurde.



Die Diffusionsströmen von Elektronen und negativen Ionen wird automatisch beim Einschalten des Geräts aktiviert. Die Intensitätsmodulation und die Elektrostimulation wird durch Drücken des einzigartigen Rades auf die Vorrichtung durchgeführt.

Das Akubionic ist vollkommen sicher und natürlich.

Gebrauchshinweis

Wenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von bzw. direkt auf kleineren und größeren Verletzungen, Wunden oder Hautausschlägen an. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie Herz- oder Herzkranz-Probleme haben, wenn Sie unter irgendeiner Thrombose leiden oder wenn Sie schwanger sind.

Konsultieren Sie im Zweifel Ihren Arzt.

Auf den folgenden Seiten finden Sie spezielle detaillierte Empfehlungen für eine korrekte Anwendung des **Akubionic**.

Bemerkung: Dieses Gerät ist außerhalb der Reichweite von Kindern zu halten.

Gebrauch des Akubionic :

Anwendung:

Um die Sitzung zu beginnen, halten Sie folgendes Verfahren ein:



Schalten Sie das Gerät ein. Drehen Sie das an der Seite befindliche Spornrädchen und wählen Sie zunächst den gewünschten Intensitätsgrad (zu Beginn den schwächsten).

Setzen Sie das Gerät **Akubionic** auf der empfindlichen Körperzone an (wobei Sie die oben genannten Zonen und Bereich aussparen) und führen Sie kleine kreisende Bewegungen aus.

Wählen Sie dann den gewünschten Intensitätsgrad, indem Sie das Einstellrädchen des Gerätes drehen, bis dass Sie ein leichtes Kribbeln verspüren.

Diese Empfindung muss angenehm sein. Sie zeigt Ihnen an, dass sie den richtigen Intensitätsgrad erreicht haben.

Sie können die Intensität während der Sitzung ändern, sie muss jedoch im angenehmen Bereich bleiben.

Ein zweiter Knopf ermöglicht es Ihnen, die Frequenz der Elektro-Stimulationsflüsse und der Verteilung von Negativionen Ihrem Empfindlichkeitsgrad entsprechend zu regulieren.

EMPFEHLUNG:

Als weitere Vorsichtsmaßnahmen wählen Sie zu Beginn die niedrigsten Intensitäts- und Frequenzstufen aus.

Wenn Sie die höchsten Intensitäts- und Frequenzstufen verwenden, NIEMALS den Kopf des Gerätes stationär auf einem einzigen und gleichen Punkt halten.

Immer die gewählte Körperregion stimulieren, indem Sie leichte kreisende Bewegungen auf der Haut ausführen.

Die Sitzungen dauern 2 bis 7 Minuten (den jeweiligen Einstellungen und Ihrer individuellen Empfindlichkeit entsprechend). Niemals mit dem Akubionic zu kräftig auf die Haut drücken, um jegliche Hautirritation zu vermeiden.

BEMERKUNG: Während oder nach der Sitzung kann eine leichte Rötung entstehen, die sich jedoch schnell wieder verflüchtigen wird.

Rückenschmerzen



Das häufigste Leiden sind Schmerzen im unteren Rückenbereich. Dies kann durch eine abrupte Bewegung, eine schlechte Körperhaltung, einen verspannten Muskel,... hervorgerufen werden.

Behandeln Sie die auf nebenstehender Abbildung dargestellten Körperzonen mit Ihrem **Akubionic**.

Schulterschmerzen

Ursache: ein verspannter Muskel, eine intensive Sportübung, Stress...

Führen Sie kreisende Bewegungen aus, um die in untenstehenden Abbildungen dargestellten Punkte mit Ihrem **Akubionic** zu stimulieren, wobei Sie die im Abschnitt „Gebrauchshinweise“ genannten Bedingungen berücksichtigen.



Schmerzen an den Ellenbogen



Abbildung 1

Ursache: ein verspannter Muskel, eine intensive Sportübung, Stress...

Führen Sie mit ihrem **Akubionic** auf den nachfolgend dargestellten Körperregionen kleine Bewegungen aus.



Abbildung 2

Abb. 1, 2, 3 - Stimulation der Ellenbogenzone.



Abbildung 3

Knieschmerzen



Abbildung 1

Ursache: ein verspannter Muskel, eine intensive Sportübung, Stress...


Führen Sie kleine kreisende Bewegungen aus, um die nachfolgend dargestellten Punkte mit Ihrem **Akubionic** zu stimulieren, wobei Sie die im Abschnitt „Gebrauchshinweise“ aufgeführten Bedingungen einhalten.



Abbildung 2

Abb. 1, 2 - Stimulation der Knie-Zone.

Aus obenstehender schematischer Abbildung ersehen Sie die klassischen Akupunktur-Punkte, die Ihnen helfen können, zu einem besseren Wohlbefinden zu gelangen.



1X6LR61 (nicht im Lieferumfang enthalten) 9V —



ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen.

Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

AKUBIONIC
ELEKTROSTIMULATIE
IONISATIE

GEBRUIKSAANWIJZING

HELPT FYSIEKE ONGEMAKKEN TE
BESRIJDEN
EN UW LICHAAMSTONUS TE
VERHOGEN

AKUBIONIC

ELEKTROSTIMULATIE IONISATIE

De actie van Akubionic

vermindert: Spierspasmen

Sierpijnen

Gewrichtspijnen Peesontstekingen

De actie van Akubionic verhoogt:

Het gevoel van welzijn

De vitaliteit

De bewegingsmogelijkheid van
gewrichten en spieren

De remineralisatie

Inleiding

De Biopiezo was een grote innovatie binnen de verzachting van gewrichtspijnen, sierpijnen en peesontstekingen.

Vandaag maakt de **Akubionic** nieuws door elektrostimulatie te verbinden met de negatieve ionen.

De **Akubionic** is heel gemakkelijk te gebruiken met slechts een hand om u nog meer welzijn te bieden aan de gewrichten (knieën, polsen, ellebogen...), lende, hals...

Omdat de **Akubionic** heel compact is, kunt u hem overal en altijd mee naartoe nemen.

U kunt hem thuis, op kantoor of op vakantie gebruiken.

Hoe werkt de Akubionic ?

De **Akubionic** biedt TWEE exclusieve werkingen voor uw organisme :

1) Elektrostimulatie van de pijnlijke zones : dankzij de 36 "elektrostimulerende" punten stuurt de **Akubionic** een elektronenstroom op de gevoelige zone, met als gevolg een kalmerend en verzachtend effect.


2) Verspreiding van negatieve ionen : in het midden van de kop van de **Akubionic** bevindt zich een klein koolstofpen die een veld negatieve ionen stuurt over de volledige gevoelige zone.

Een ongekennde vernieuwing !

Hoe de Akubionic gebruiken

1) Het volstaat uw **Akubionic** eenvoudig aan te zetten en aan te brengen op de pijnlijke zone van uw lichaam. U zult onmiddellijk kleine prikkelingen voelen. De impulsen zijn geleidelijk en comfortabel.

2) Gelieve rekening mee te houden dat de controle functie van de frequentie en van de ionisatie geïntegreerd werd in de controle van de intensiteit in deze laatste versie van Akubionic.



De verspreiding van de stromen van elektronen en negatieve ionen wordt automatisch geactiveerd bij het inschakelen van de toestel. Het aanpassen van de intensiteit en van de elektrostimulatie wordt gedaan door op het enige getaande wiel van het apparaat te duwen

Akubionic is volledig veilig en natuurlijk

Waarschuwing

Het toestel niet gebruiken in de buurt van of op (open) wonden, letsels of huiduitslag. Niet gebruiken in geval van hart- of kransslagaderproblemen, als u ergens een trombose heeft of als u zwanger bent.

In geval van twijfel, advies vragen aan uw dokter.

Op de volgende bladzijden vindt u gedetailleerde specifieke aanbevelingen voor een correct gebruik van de **Akubionic**.

Opmerking: dit toestel moet buiten het bereik van kinderen bewaard worden.

Gebruik van de Akubionic

Gebruiksaanwijzing:

Gelieve de volgende procedure te volgen alvorens het toestel te gebruiken:



Zet het toestel aan.
Draai aan het wiel
dat zich aan de kant bevindt en selecteer
eerst de graad van intensiteit (de laagste
graad om te beginnen).

Plaats **Akubionic** op de gevoelige zone van het lichaam (vermijd de bovenstaande gebieden) en maak kleine cirkelvormige bewegingen.

Kies vervolgens de gewenste graad van intensiteit door aan het regelwiel van het toestel te draaien, tot u lichte prikkelingen voelt.

Dit gevoel moet aangenaam zijn. Zo weet u dat u de juiste intensiteit bereikt heeft.

U kunt de intensiteit wijzigen tijdens de sessie, maar het moet verdraagzaam blijven.

Met een tweede knop kunt u de frequentie van de elektrostimulatiestroom en de verspreiding van negatieve ionen regelen, in functie van de graad van uw gevoeligheid.

AANBEVELING :

Selecteer in het begin de laagste graad van intensiteit en frequentie.

Als u de hoogste graad van intensiteit en frequentie gebruikt, de kop van het toestel NOOIT laten staan op eenzelfde punt. De gekozen zone altijd stimuleren door lichte cirkelvormige bewegingen uit te voeren op de huid.

Een sessie duurt 2 tot 7 minuten (of langer in functie van de instellingen en uw eigen gevoeligheid). De Akubionic niet te hard duwen op de huid om een pijnlijke huid te vermijden.

OPMERKING : tijdens of na de sessie kan de huid lichtjes rood zien, maar dit moet snel verdwijnen.

Rugklachten






Rugpijn situeert zich meestal onderaan de rug. Het kan het gevolg zijn van een bruske beweging, een slechte houding, een gespannen spier, ...

Stimuleer met de **Akubionic** de zones aangeduid op het schema hiernaast.

Schouderpijn

Oorzaak : een gespannen spier, intensieve beweging, stress,...

Voer cirkelvormige bewegingen uit om de onderstaande punten te stimuleren met uw **Akubionic**, en respecteer daarbij de punten uit het deel "Waarschuwingen".



Pijnlijke ellebogen



Figuur 1

Oorzaak : een gespannen spier, intensieve beweging, stress,...

Voer cirkelvormige bewegingen uit op de onderstaande zones met uw **Akubionic**.



Figuur 2

Im. 1, 2, 3 - Stimulatie van de zone van de elleboog.



Figuur 3

Kniepijn



Figuur 1

Oorzaak : een gespannen spier, intensieve beweging, stress,...


Voer cirkelvormige bewegingen uit om de onderstaande punten te stimuleren met uw **Akubionic**, en respecteer daarbij de punten uit het deel "Waarschuwings".



Figuur 2

Im. 1, 2 - Stimulatie van de zone van de knie.

Op het onderstaande schema ziet u de klassieke punten van de acupunctuur die u kunnen helpen een beter gevoel van welzijn te vinden



1X6LR61 (niet bijgeleverd) 9V



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval.

Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

AKUBIONIC
ELECTROSTIMULATION
IONISATION

SV245B/JTY-4

Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764
LANGENFELD - Marketed by EUROTOPS VERSAND
GMBH D-40764 LANGENFELD - Vermarktung durch
EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD -
Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH
D-40764 LANGENFELD

