

24779

Soft Gel Toe Stretcher and Exerciser
Zehenspanner und -trainer aus Softgel
Écarteur et correcteur d'orteils en gel souple
Soft gel teenstrekker
Межпальцевый разделитель и корректор из мягкого геля
Tåspännare och -tränare av mjukgel
Prstový korektor a posilovač z měkkého gelu
Stiradita in gel morbido

Contents/Inhalt/Inhoud/Contient:

1 pair / 1 Paar / 1 paire / 1 paar

12151

1033-M MEDO 2PK

SOFT GEL TOE STRETCHER AND EXERCISER

PolyGel® Soft Gel Toe Stretcher and Exerciser helps relieve stress and tension in your feet while helping increase circulation. The flexible soft gel is infused with 7 botanical oils and enriched with Ceramides and Aloe Vera to soothe the skin between the toes.

- Moisture infused with 7 botanical oils: avocado, olive, jojoba, grape seed, canola & soybean. Enriched with Ceramides, green tea, willow fragrance and Aloe Vera.
- Ideal for: toe pain, overlapping toes, bunions, forefoot pain, dress-shoe fatigue
- Provides healthy stretch to toes for relaxing therapy
- Massages and helps comfort sore feet
- Helps straighten and realign problem toes
- Helps stretch Achilles tendon, improve flexibility and circulation
- May alleviate condition of bunions and metatarsalgia

Directions: Beginning with the big toe, slide toes in one toe at a time. If your pinkie (smallest) toe cannot fit at first, leave it out and try to fit it in after a few uses. Toe stretcher is strong enough to stretch your toes, but soft enough that it will not make your toes hurt. We suggest wearing toe stretcher 5-10 minutes a day.

Care: Hand wash in luke-warm soapy water. Air dry. Do not use heat. Sprinkle with talcum powder if gel becomes tacky.

Material: 100% Medical Grade Mineral Oil Gel



Warning: Do not place product on an open wound. If you have diabetes, consult with your physician before use. If irritation, discomfort or poor circulation occurs, discontinue use and notify your physician. Do not put shoes on over toe stretcher. Do not walk or drive while wearing toe stretcher. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS.

ZEHENSPANNER UND -TRAINER AUS SOFTGEL

Für Diabetiker geeignet: Der PolyGel®-Zehenspanner und -trainer besteht aus einem weichen Gel. Er reduziert Belastungen und Verspannungen in Ihren Füßen und sorgt gleichzeitig für eine bessere Durchblutung. Das flexible Softgel ist mit sieben pflanzlichen Ölen, Ceramiden und Aloe Vera zur Beruhigung der Haut zwischen den Zehen angereichert.

- Feuchtigkeitspflege durch Zusatz sieben pflanzlicher Öle: Avocado, Olive, Jojoba, Traubenkern, Canola & Sojabohne, angereichert mit Ceramiden, grünem Tee, Weidenessenz und Aloe Vera.
- Ideal bei Zehenschmerzen, übereinander liegenden Zehen, Ballenzehen, Schmerzen im Vorderfuß, Ermüdungserscheinungen nach dem Tragen enger oder hoher Schuhe.
- Sorgt für eine gesunde Dehnung der Zehen als Entspannungstherapie.
- massiert und bietet Linderung bei schmerzenden Füßen.
- trägt zur Korrektur der Ausrichtung problematischer Zehen bei.
- unterstützt die Dehnung der Achillessehne und verbessert Flexibilität und Blutzirkulation.
- kann Schmerzen aufgrund von Ballenzehen und Metatarsalgie lindern

Anwendung: Schieben Sie Ihre Zehen nacheinander, beginnend mit dem großen Zeh, in die Öffnungen. Wenn Sie den kleinen Zeh anfangs nicht in die Öffnung schieben können, lassen Sie ihn zunächst aus und versuchen Sie es nach einigen Anwendungen erneut. Der Zehenspanner ist stark genug, um Ihre Zehen zu dehnen, aber gleichzeitig so weich, dass Ihre Zehen nicht schmerzen. Wir empfehlen, den Zehenspanner 5-10 Minuten pro Tag zu tragen.

Pflege: Handwäsche in lauwarmem Seifenwasser. An der Luft trocknen lassen. Keine Wärmequellen verwenden. Falls das Gel klebrig wird, bestäuben Sie es mit Talkumpuder.

Warnung: Verwenden Sie das Produkt nicht auf offenen Wunden. Falls Sie an Diabetes leiden, konsultieren Sie vor Verwendung einen Arzt. Sollten Irritationen, Beschwerden oder Durchblutungsstörungen auftreten, unterbrechen Sie die Anwendung. Suchen Sie in diesem Fall Ihren Arzt auf. Benutzen Sie den Zehenspanner nicht in Schuhen. Beachten Sie, dass Sie, wenn Sie den Zehenspanner tragen, weder gehen noch fahren können. AUSSER REICHWEITE VON KINDERN UND HAUSTIEREN AUFBEWAHREN.

Material: Gel aus 100% medizinischem Mineralöl

Hergestellt in Taiwan

ÉCARTEUR ET CORRECTEUR D'ORTEILS EN GEL SOUPLE

Produit adapté aux diabétiques: L'écarteur et correcteur d'orteils PolyGel® en gel souple réduit les pressions et les tensions de vos pieds tout en veillant simultanément à une meilleure circulation sanguine. Le gel souple thermoformable imprégné de sept huiles végétales est enrichi en Céramides et Aloe Vera pour soulager l'épiderme entre les orteils.

- Soins hydratants avec sept huiles végétales : avocat, olive, jojoba, pépins de raisin, canola et soja, enrichi en Céramides, thé vert, essence d'osier et Aloe Vera.
- Idéal pour les orteils douloureux, les chevauchements d'orteils, l'Hallux Valgus (« oignon »), les douleurs sur l'avant-pied, les signes de fatigue suite au port de chaussures étroites ou à talons hauts.
- Veille à un allongement sain des orteils comme thérapie de relaxation.
- Masse et soulage les pieds douloureux.
- Contribue à la correction de la position d'orteils problématiques.
- Soutient l'allongement du tendon d'Achille et améliore la flexibilité et la circulation sanguine.
- Peut soulager les douleurs en cas d'Hallux Valgus et de métatarsalgie.

Utilisation: Enfilez un orteil après l'autre en commençant par le gros orteil. Si vous ne pouvez pas introduire votre petit orteil (quintus) au début, laissez-le hors de l'écarteur et essayez de nouveau au bout de plusieurs utilisations. L'écarteur d'orteils est assez rigide pour allonger vos orteils mais en même temps assez souple pour que vos orteils ne vous causent pas des douleurs. Nous conseillons de porter l'écarteur d'orteils entre 5 et 10 minutes par jour.

Entretien: Lavage à la main dans de l'eau chaude additionnée de savon. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas utiliser de sources de chaleur. Saupoudrer de talc si le gel devient collant.

Recommandations: Ne pas appliquer le produit sur des plaies ouvertes. Si vous souffrez de diabète, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. En cas d'apparition d'irritations, de douleurs ou de troubles circulatoires, interrompez l'utilisation. Consultez dans ce cas votre médecin. N'utilisez pas l'écarteur d'orteils dans des chaussures. Notez bien que vous ne pouvez ni marcher ni conduire un véhicule lorsque vous portez l'écarteur d'orteils. CONSERVER HORS DE PORTEE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.

Matière: gel composé à 100% d'huiles végétales de qualité médicale

Fabriqué à Taiwan

SOFT GEL TEENSTREKKER

Geschikt voor diabetici: De PolyGel® soft gel teenstrekker helpt druk en spanning in uw voeten te verminderen en verbetert tegelijkertijd de bloedsomloop. De flexibele soft gel is voorzien van zeven botanische oliën en verrijkt met ceramiden en aloë vera voor de verzorging van de huid tussen de tenen.

- Voorzien van zeven vochtinbrengende botanische oliën: avocado, olijf, jojoba, druivenpitten, canola en soja. Verrijkt met ceramiden, groene thee, wilgengeur en aloë vera.
- Ideaal voor: pijn aan de tenen, overlappende tenen, eeltknobbels, pijn in de voorvoet, vermoeidheid na het dragen van nette schoenen.
- Biedt een gezonde rek aan tenen ten behoeve van ontspanning.
- Masseert en biedt verlichting bij pijnlijke voeten.
- Helpt probleemtenen recht te zetten en in lijn te brengen.
- Helpt de achillespees te strekken, verbetert de flexibiliteit en bloedsomloop.
- Kan verlichting bieden bij eeltknobbels en metatarsalgie

Gebruiksaanwijzing: Schuif uw tenen, beginnend bij de grote teen, één voor één in een opening. Wanneer uw kleine teen niet meteen past, kunt u hem overslaan. Probeer het later, nadat u de strekker enkele keren hebt gebruikt, nog eens. De teenstrekker is sterk genoeg om uw tenen te strekken en tegelijkertijd zo zacht dat uw tenen geen pijn gaan doen. Wij raden u aan om de teenstrekker 5-10 minuten per dag te dragen.

Onderhoud: Met de hand in lauwwarm zeepsop reinigen. Aan de lucht laten drogen. Geen warmte gebruiken. Bestuif de gel met talkpoeder als hij plakkerig wordt.

Waarschuwing: Niet op open wonden plaatsen. Wanneer u diabetes hebt, dient u voor gebruik uw arts te raadplegen. Bij irritatie, ongemak of een slechte doorbloeding het gebruik staken en uw arts raadplegen. U mag geen schoenen aantrekken terwijl u de teenstrekker draagt. U mag niet lopen of autorijden terwijl u de teenstrekker draagt. **UIT DE BUURT VAN KINDEREN EN HUISDIEREN HOUDEN.**

Materiaal: 100% gel van medische minerale olie

Geproduceerd in Taiwan

Межпальцевый разделитель и корректор из мягкого геля

Подходит для больных диабетом: Межпальцевый разделитель-корректор PolyGel® сделан из мягкого геля. Снижает нагрузку и напряжение в стопах и в то же время способствует улучшению кровообращения. Эластичный мягкий гель на основе семи растительных масел, керамидов и алоэ вера смягчает кожу между пальцев стопы.

• Дает увлажняющий уход благодаря добавлению семи растительных масел: авокадо, оливковое, жожоба, виноградных косточек, рапсовое и соевое, обогащенные керамидами, экстрактом зеленого чая, ивовой эссенцией и алоэ вера. • Идеально подходит при болях в пальцах стопы, перекрещивающихся пальцах, бурсите, болях в переднем отделе стопы, признаках усталости после ношения узкой или высокой обуви. • Обеспечивает нормальное вытяжение пальцев в качестве расслабляющей терапии. • Массирует и дает облегчение при болях в стопах. • Способствует коррекции выпрямления пальцев с деформацией. • Способствует вытяжению ахиллова сухожилия, повышает гибкость и улучшает кровообращение. • Помогает уменьшить боли при бурсите и метатарзалгии.

Применение: Начиная с большого пальца, поочередно вставьте пальцы стопы в отверстия. Если в первый раз вставить мизинец в отверстие не удастся, пропустите его и попробуйте снова после нескольких применений изделия. Межпальцевый разделитель обладает достаточной прочностью для вытяжения пальцев, и в то же время он настолько мягкий, что Вы не ощутите боли. Межпальцевый разделитель рекомендуется носить ежедневно в течение 5-10 минут.

Уход: Мыть вручную в теплой мыльной воде. Дать высохнуть на воздухе. Не сушить у источников тепла. Если гель станет липким, присыпать его тальком.

Внимание: Изделие не надевать на участки кожи с открытыми ранами. Больным диабетом необходимо обратиться за консультацией к врачу перед применением изделия. При появлении раздражения, ощущения дискомфорта или при нарушении кровообращения прекратить применение изделия. В этом случае необходимо обратиться к врачу. Не носить межпальцевый разделитель в обуви. Следует помнить, что ношение межпальцевого разделителя не дает возможности ходить или ездить. **ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ МЕСТЕ.**

Материал: гель из 100% медицинского минерального масла.

Изготовлено в Тайване

TÅSPÄNNARE OCH -TRÄNARE AV MJUKGEL

Lämplig för diabetiker: PolyGel®-tåspännaren och -tränaren består av ett mjukt gel. Den minskar belastningar och kramp i fötterna och sörjer samtidigt för en bättre blodcirkulation. Det flexibla mjukgelet är anrikt med sju vegetabiliska oljor, ceramider och Aloe Vera för att lugna huden mellan tårna.

• Fuktgivande genom tillsats av sju vegetabiliska oljor: Avokado, oliv, jojoba, druvkärna, raps & sojaböna, anrikt med ceramider, grönt te, essens av vide och Aloe Vera • Idealisk vid smärtor i tårna, ovanpåvarandra liggande tår, hallux valgus, smärtor i framfoten, trötthet efter användning av trånga eller högklackade skor • Sörjer för en hälsosam sträckning av tårna som avslappningsterapi • Masserar och ger lindring vid smärtsamma fötter • Bidrar till korrigerigering av problematiska tårs rikning • Understöder sträckningen av akillesenan och förbättrar flexibiliteten och blodcirkulationen • Kan lindra smärtor på grund av hallux valgus och metatarsalgi

Användning: Börja med stortån och skjut in tårna en och en i öppningarna. Om du till att börja med inte kan skjuta in lilltån i öppningen, så hoppa över den tills vidare och försök igen efter några användningar. Tåspännaren är tillräckligt stark för att sträcka dina tår, men samtidigt så mjuk att tårna inte gör ont. Vi rekommenderar att använda tåspännaren 5-10 minuter per dag.

Vård: Handtvätt i ljummet tvålatten. Låt produkten torka helt i luften. Använd inga värmekällor. Beströ gelet med talkpuder om det skulle bli klabbigt

Varning: Använd inte produkten på ett öppet sår. Konsultera läkare före användningen om du lider av diabetes. Avbryt användningen vid irritationer, besvär eller dålig blodcirkulation. Konsultera i så fall din läkare. Använd inte tåspännaren i skor. Tänk på att du varken kan gå eller köra när du använder tåspännaren. **FORVARAS OATKOMLIGT FOR BARN OCH HUSDJUR.**

Material: Gel av 100 % medicinsk mineralolja

Tillverkad i Taiwan

PRSTOVÝ KOREKTOR A POSILOVAČ Z MĚKKÉHO GELU

Vhodné pro diabetiky: Prstový korektor a posilovač PolyGel® je vyroben z měkkého gelu. Redukuje zatížení a zdeformování vašich nohou živem sevření a pečuje zároveň o lepší prokrvení. Flexibilní měkký gel je obohacen sedmi rostlinnými oleji, ceramidy a aloe vera k uklidnění kůže mezi prsty.

• Hydratační péče přidáním sedmi rostlinných olejů: avokádo, oliva, jojoba, jádra z hroznů, řepka & sojové boby, obohaceno ceramidy, zeleným čajem, yrbovou esencí a aloe vera • ideální při bolestech prstů na nohou, pro přes sebe ležící prsty, vbočený palec, bolesti v přední části chodidla, projevech únavy po nošení úzké či vysoké obuvi • jako relaxační terapie pečuje o zdravé natážení prstů • masíruje a poskytuje zmírnění bolesti nohou • přispívá ke správnému postavení problematických prstů • podporuje protažení Achillovy šlachy a zlepšuje flexibilitu a krevní oběh • může zmírnit bolesti způsobené vbočeným palcem a v nártu a zánárti

Použití: Vsuňte své prsty postupně, počínaje palcem, do otvorů. Jestliže zpočátku nemůžete malíček do otvoru zasunout, nechte ho nejdříve venku a pokuste se o to po několika aplikacích znovu. Prstový korektor je dostatečně silný, aby vaše prsty protáhla, ale zároveň tak měkký, že vaše prsty nebolí. Doporučujeme nosit prstový korektor 5 – 10 minut denně.

Péče: Prát v ruce ve vlažné mýdlové vodě. Nechat uschnout na vzduchu. Nepoužívat žádný zdroj tepla. Pokud je gel lepkavý, poprašte ho magnéziovým práškem.

Varování: Nepoužívejte výrobek na otevřené rány. Trpíte-li diabetem, konzultujte před použitím s lékařem. Dojde-li k podráždění, potířím nebo poruchám krevního oběhu, přerušete používání. V takovém případě vyhledejte svého lékaře. Nepoužívejte korektor do bot. Nezapomeňte, že když nosíte korektor, nemůžete ani chodit ani řídit. **UCHOVÁVEJTE Z DOSAHU DĚTI A DOMÁČÍCH ZVÍŘAT.**

Material: Gel ze 100% lékařského minerálního oleje

Vyrobeno v Tchaj-wanu

STIRADITA IN GEL MORBIDO

Adatto ai diabetici: Lo stiradita di PolyGel® è un prodotto in gel morbido. Riduce le pressioni e le tensioni ai piedi e aiuta a migliorare la circolazione sanguigna. Il gel morbido è arricchito con sette oli vegetali, ceramidi e aloe vera per lenire la pelle tra le dita.

• Idratazione della pelle grazie all'aggiunta di sette oli vegetali: avocado, oliva, jojoba, vinaccioli d'uva, canola e soia, arricchiti con ceramidi, tè verde, essenza di salice ed aloe vera • Adatto contro i dolori delle dita dei piedi, dita accavallate, alluce valgo, dolori nella parte anteriore del piede, piedi affaticati da scarpe strette o alte • Aiuta a distendere e rilassare le dita dei piedi • Massaggia e dona sollievo ai piedi doloranti e affaticati • Aiuta a correggere la posizione di dita problematiche • Aiuta a stirare il tendine di Achille, migliora la flessibilità e la circolazione sanguigna • Può alleviare i dolori dovuti ad alluce valgo e metatarsalgia

Utilizzo: Infilare, una dopo l'altra, le dita dei piedi nelle apposite aperture iniziando con l'alluce. Se inizialmente non si riesce ad infilare il quinto dito nell'apertura, lasciarlo fuori e riprovare dopo alcune applicazioni. Lo stiradita è resistente abbastanza da distendere le dita, ma al contempo così morbido da non provocare dolore. Si consiglia di usare lo stiradita circa 5-10 minuti al giorno.

Cura: Lavare a mano con acqua tiepida e sapone. Lasciare asciugare all'aria. Non usare fonti di calore per asciugare il prodotto. Se il gel dovesse diventare appiccicoso, applicare un po' di borotalco.

Attenzione: Non usare il prodotto su ferite aperte. In caso di diabete consultare un medico prima dell'utilizzo. In caso di irritazioni, dolori o disturbi alla circolazione sanguigna, sospendere immediatamente l'applicazione. In questi casi consultare un medico. Non indossare lo stiradita nelle scarpe. Si fa presente che quando si indossa lo stiradita non si può né camminare né guidare. **TENERE LONTANO DALLA PORTATA DI BAMBINI E ANIMALI DOMESTICI.**

Material: gel: 100% olio minerale di qualità medicale

Prodotto in Taiwan

Made in Taiwan
UMDNS# 13544

