

Premium Rollator – Artikelnummer 91167

Gebrauchsanweisung

Das moderne Design und die robuste Bauweise des Premium Rollator machen ihn zu einem der sichersten Rollatoren auf dem Markt. Er unterstützt ein Gewicht von bis zu 136 kg. Das einzigartige Rahmendesign bietet zusätzliche Bewegungsfreiheit für die Füße und wirkt damit Stolpern und Stürzen entgegen. Zur Gewährleistung maximaler Sicherheit wurde er aus besonders hochwertigen Materialien hergestellt.



Das einzigartige Design
unseres Rollators
ermöglicht mehr
Bewegungsfreiheit für die
Füße.



Andere Rollatoren bieten
mitunter weit weniger Platz.

Weitere Merkmale:

- Verstärkter Rahmen für maximale Sicherheit
- Einstellbare Griffhöhe
- Extragroße 20-cm-Räder zur sichereren Benutzung im Innen- und Außenbereich
- Gummireifen bieten beim Bremsen ausgezeichneten Halt – selbst auf glatten Oberflächen, wie Keramikfliesen, Holz und Teppich.
- Verriegelung der Handbremse für Sicherheit beim Sitzen
- Komfortable extrabreite Rückenlehne
- Praktische Aufbewahrungstasche
- Praktische Transporttragetasche

Produktabmessungen und Spezifikationen:

- Höhe (Min. / Max.) : 80-92,4 cm
- Länge: 70,4 cm
- Breite: 67 cm
- Sitztiefe: 25 cm
- Sitzbreite: 46 cm
- Sitzhöhe: 54,3 cm
- Breite (zusammengeklappt): 35 cm
- Raddurchmesser: 20 cm
- Gewicht: 8,50 kg
- Tragfähigkeit: 136 kg



Montageanweisungen:

1. Entfernen Sie die gesamte Verpackung.
2. Entfernen Sie die zwei Knöpfe an den beiden Seiten des Rollators.




3. Klappen Sie die Vorder- und Hinterräder so auf, dass sie sich in der oben abgebildeten Position befinden.
4. Sobald sich die Vorder- und Hinterräder in der richtigen Position befinden, setzen Sie die beiden Knöpfe wieder ein. Achten Sie darauf, dass sie durch den Rahmen des Hinterrads und die obere Stütze des Vorderrads treten.
5. Ziehen Sie die Knöpfe auf der gegenüberliegenden Seite des Metallrahmens fest.

6. Sobald alle Räder festgezogen und verriegelt sind, klappen Sie den Rollator wie nachstehend abgebildet auf.



7. Verriegeln Sie den Sitz am Rahmen, indem Sie auf beide Seiten des Sitzes Druck ausüben (siehe Pfeile in der obigen Abbildung), bis er beidseitig hörbar einrastet.

8. Passen Sie die Höhe der Griffe an, indem Sie sich aufrecht hinter den Rollator stellen, Ihre Schultern entspannen und die Arme seitlich herunterhängen lassen. Die Griffe sollten auf einer Höhe mit Ihren Handgelenken sein.



9. Klappen Sie den Rollator vorsichtig zusammen, indem Sie am Nylonband in der Mitte des Sitzes ziehen. Dies löst die Querverbindungen vom Rahmen, wodurch sich der Rollator zusammenklappen lässt.

Gebrauchsanweisungen:

Laufen

- Stellen Sie sich hinter den Rollator und halten Sie sich sicher an beiden Griffen fest.
- Rollen Sie Ihren Rollator langsam nach vorne, sodass die Hinterräder einige Zentimeter vor Ihrem Körper sind.
- Richten Sie einen Fuß an den Hinterrädern aus, während Sie den Rollator gleichmäßig und sicher nach vorne rollen.
- Wiederholen Sie die Bewegung mit dem anderen Fuß.
- Zum Verlangsamen ziehen Sie die Bremsgriffe nach oben.

Bremsen arretieren und lösen

- Zum Arretieren der Bremsen drücken Sie die Bremsgriffe nach unten, bis die Bremsen wie nachstehend gezeigt hörbar in der Verriegelungsposition einrasten. Drücken Sie nicht weiter als bis zu diesem Punkt.
- Wenn Sie die Bremsen lösen und weiterlaufen möchten, ziehen Sie die Bremsgriffe nach oben, bis sie sich hörbar lösen.



Als Sitz verwenden


- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Rollator auf einem ebenen, nicht abschüssigen Untergrund befindet.
- Arretieren Sie die Bremsen, bevor Sie sich hinsetzen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Füße flach auf dem Boden aufliegen.

Pflege und Wartung:

Regelmäßige Bremseinstellung

So passen Sie die Empfindlichkeit der Bremse an:

- Drehen Sie die Sicherungsmutter zur Reduzierung der Bremsempfindlichkeit im Uhrzeigersinn.
- Drehen Sie die Sicherungsmutter zur Erhöhung der Bremsempfindlichkeit gegen den Uhrzeigersinn.



Warnung!

- Eine übermäßige Anpassung der Bremse kann verhindern, dass sich die Räder frei drehen lassen.
- Eine unzureichende Anpassung der Bremse kann dazu führen, dass der Bremsbelag nicht greift.
- **Verwenden Sie den Rollator nicht, falls die Bremsen nicht richtig funktionieren.**
- **Verwenden Sie den Rollator nicht als Transportstuhl.**

Sicherheitshinweise:

Warnung! Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise drohen ernsthafte Verletzungen.

- **Verwenden Sie dieses Produkt NICHT als Rollstuhl.**
- **Transportieren Sie NIEMANDEN auf dem Rollator sitzend.**
- Überschreiten Sie NICHT die maximale Tragfähigkeit.
- Die Bremsen MÜSSEN arretiert sein, bevor Sie sich auf den Sitz setzen.
- Bewegen Sie den Rollator NICHT selbst, während Sie sitzen.
- Setzen Sie sich NICHT auf abschüssigem Untergrund auf den Rollator.
- PRÜFEN Sie die BREMSEN vor jeder Benutzung.
- ALLE RÄDER MÜSSEN ständig mit dem Boden in Kontakt sein.
- Die RÜCKENLEHNE ist NICHT dazu ausgelegt, Ihr volles Gewicht zu stützen. Sie soll lediglich beim Sitzen als Rückenlehne dienen.
- Verwenden Sie den Rollator NICHT auf Rolltreppen, Treppen, Rollsteigen oder unebenen Oberflächen.
- Beim Sitzen sollten BEIDE FÜSSE flach auf dem Boden aufliegen.

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180. 530 63 63* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 0720 204 001 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 071/27 4 68 06 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

© 01.09.2020

Déambulateur Premium - Article N° 91167

Manuel d'instructions

Le design moderne et la construction robuste de ce déambulateur Premium en font l'un des déambulateurs les plus sûrs du marché, construit pour supporter un poids jusqu'à 136 kg. La conception unique du cadre offre de la place supplémentaire aux pieds pour se déplacer, ce qui aide à éviter le renversement et la chute. Il est construit dans les meilleurs matériaux disponibles pour assurer le plus haut niveau de sécurité que vous puissiez trouver.



La conception unique de notre déambulateur offre davantage de place pour bouger les pieds.



Les autres déambulateurs offrent moins d'espace pour bouger les pieds.

Autres caractéristiques :

- Cadre renforcé pour une sécurité maximale
- Hauteur de poignée réglable
- Très grandes roues de 8 pouces pour une utilisation plus sûre en intérieur comme en extérieur
- Les pneus en caoutchouc apportent une prise en main supérieure lors du freinage, même sur les surfaces lisses en intérieur telles que le carrelage, le bois ou la moquette.
- Verrouillages de frein à main pour la sécurité en position assise
- Confortable dossier extra large
- Sac de rangement pratique
- Sac de transport pratique

Dimensions et spécifications du produit :

- Hauteur (mini /maxi): 80 - 92,4 cm
- Longueur: 70,4 cm
- Largeur: 67 cm
- Profondeur d'assise: 25 cm
- Largeur d'assise: 46 cm
- Hauteur d'assise: 54,3 cm
- Largeur une fois plié: 35 cm
- Diamètre des roues: 20 cm
- Poids de l'unité: 8,50 kg
- Capacité en poids: 136 kg



Instructions de montage :

1. Retirez tout l'emballage.
2. Retirez les deux boutons situés de part et d'autre du déambulateur.



3. Dépliez les roues avant et arrière pour qu'elles soient dans la position indiquée sur l'image ci-dessus.
4. Une fois que les roues avant et arrière sont dans la bonne position, insérez à nouveau les deux boutons, en vous assurant qu'ils traversent le cadre de la roue arrière et le support supérieur de la roue avant.
5. Serrez les boutons sur le côté opposé du cadre métallique.

6. Une fois toutes les roues serrées et verrouillées, déployez le déambulateur comme indiqué sur les images ci-dessous.



7. Verrouillez le siège au cadre en appliquant une pression des deux côtés du siège (voir les flèches sur l'image ci-dessus) jusqu'au déclic de chaque côté, indiquant que le siège est verrouillé au cadre.

8. Réglez la hauteur des poignées en vous tenant debout derrière le déambulateur, épaules relâchées et bras ballants sur vos côtés. Les poignées doivent être à la hauteur de vos poignets.



9. Pour plier le déambulateur doucement, tirez la sangle de nylon au centre du siège. Cela déverrouille les barres en croix du cadre, permettant au déambulateur de se plier.

Instructions de fonctionnement :

Pour marcher

- Placez-vous derrière le déambulateur et tenez les deux poignées fermement.
- Faites rouler votre déambulateur lentement vers l'avant, de sorte que les roues arrière soient en avant de quelques pouces par rapport à votre corps.
- Tout en roulant vers l'avant de façon constante et sûre, alignez votre pied avec les roues arrière.
- Répétez le mouvement avec votre autre pied.
- Pour ralentir, tirez les poignées de frein vers le haut.

Pour verrouiller et déverrouiller les freins

- Pour serrer les freins, enfoncez les poignées de frein jusqu'au déclic en position verrouillée, comme indiqué ci-dessous. Ne les poussez pas plus loin que ce point.
- Pour déverrouiller les freins et reprendre la marche, tirez sur les poignées de frein jusqu'au déclic.



Pour l'utiliser comme siège


- Assurez-vous que votre déambulateur est sur une surface plane et non inclinée.
- Verrouillez les freins avant de vous asseoir.
- Assurez-vous que vos pieds sont à plat au sol.

Entretien et maintenance :

Réglage périodique du frein

Pour régler la sensibilité du frein :

- Tournez l'écrou de verrouillage vers la droite pour réduire la sensibilité du frein.
- Tournez l'écrou de verrouillage vers la gauche pour augmenter la sensibilité.



AVERTISSEMENT !

- Un sur-réglage du frein peut empêcher les roues de tourner librement.
- Un sous-réglage du frein peut empêcher totalement le patin de freinage de s'engager.
- ***Ne pas utiliser le déambulateur si les freins ne fonctionnent pas correctement.***
- ***Ne pas utiliser le déambulateur comme chaise de transport.***

Instructions de sécurité :

Avertissement ! Le fait de ne pas suivre les instructions de sécurité peut entraîner des blessures graves.

- **NE PAS utiliser ce produit comme fauteuil roulant.**
- **NE PAS transporter quelqu'un assis sur ce déambulateur.**
- NE PAS dépasser la capacité en poids maximum.
- LES FREINS DOIVENT être en position verrouillée avant de s'asseoir sur ce siège.
- NE PAS faire avant le déambulateur par ses propres moyens tout en étant assis.
- NE PAS s'asseoir sur le déambulateur en pente.
- INSPECTER LES FREINS avant chaque utilisation.
- TOUTES LES ROUES DOIVENT être en contact, à chaque instant, avec le plancher ou le sol.
- LE DOSSIER N'EST PAS prévu pour supporter tout votre poids. Il est prévu pour offrir un support pour votre dos en position assise.
- NE PAS utiliser dans des escalators, des escaliers, des tapis roulants ni sur des surfaces irrégulières.
- LES DEUX PIEDS doivent rester à plat sur le sol en position assise.

ATTENTION!!!

Le retour sera exclu suite à des dommages dus à une mauvaise utilisation.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 0892. 700 470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur
la facture.

**0,35 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

© 01.09.2020

Premium-rollator - Artikelnr. 91167

Instructiehandleiding

Door het moderne ontwerp en de robuuste constructie van deze Premium-rollator is dit een van de veiligste looprekken op de markt, gebouwd voor het ondersteunen van een gewicht van tot 136 kg. Het unieke ontwerp van het frame biedt extra ruimte voor het bewegen van de voeten, waarbij struikelen en vallen wordt vermeden. Het is gemaakt van de beste beschikbare materialen om te zorgen voor de hoogste veiligheid die men kan vinden.



Het unieke ontwerp van ons looprek biedt extra ruimte voor het bewegen van de voeten.



Andere looprekken bieden minder ruimte voor het bewegen van de voeten.

Andere functies:

- Versterkt frame voor maximale beveiliging
- Aanpasbare handgreephoogte
- Extra grote wielen van 8" voor veiliger binnen- en buitengebruik
- Rubberen banden bieden superieure grip wanneer de remmen worden geactiveerd, zelfs op gladde binnenoppervlakken zoals keramische tegels, hout en tapijt.
- Handrem wordt vergrendeld voor de veiligheid tijdens zitten
- Comfortabele extra brede rugsteun
- Gemakkelijke opbergtas
- Gemakkelijke draagtas

Afmetingen en specificaties van product:

- Hoogte (min/max): 80 - 92,4 cm
- Lengte: 70,4 cm
- Breedte: 67 cm
- Stoeldiepte: 25 cm
- Stoelbreedte: 46 cm
- Stoelhoogte: 54,3 cm
- Opgevouwen breedte: 35 cm
- Wieldiameter: 20 cm
- Gewichteenheid: 8,50 kg
- Draagvermogen: 136 kg



Montage-instructies:

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
2. Verwijder de twee knoppen aan beide zijden van het looprek.



3. Vouw de voor- en achterwielen open zodat ze in dezelfde stand staan als in de afbeelding hierboven.
4. Wanneer de voor- en achterwielen in de juiste stand staan, plaatst u de twee knoppen weer, waarbij u ervoor zorgt dat ze door het frame van het achterwiel en de bovensteun van het voorwiel gaan.
5. Maak de knoppen vast aan de tegenovergestelde zijde van het metalen frame.

6. Wanneer alle wielen zijn vastgemaakt en vergrendeld, vouwt u het looprek open als weergegeven in de onderstaande afbeeldingen.



7. Vergrendel de stoel aan het frame door druk aan te brengen aan beide zijden van de stoel (zie de pijlen in bovenstaande afbeelding) totdat u een klik hoort aan elke zijde, waarmee wordt aangegeven dat de stoel is vergrendeld aan het frame.

8. Pas de hoogte van de handgrepen aan door rechtop achter het looprek te gaan staan met uw schouders ontspannen en de armen langs de zijkant van uw lichaam. De handgrepen zouden op gelijke hoogte met uw polsen moeten staan.



9. Om het looprek voorzichtig op te vouwen, trekt u aan de nylon band in het midden van de stoel. Hierdoor worden de dwarsbalken van het frame ontgrendeld, waardoor het looprek kan worden opgevouwen.


Bedieningsinstructies:

Lopen

- Plaats uzelf achter het looprek en houd stevig vast met beide handen.
- Rol uw looprek langzaam vooruit zodat de achterwielen een paar inch voor uw lichaam staan.
- Terwijl u constant en veilig vooruit blijft rollen, plaatst u uw voet op één lijn met de achterwielen.
- Herhaal de beweging met uw andere voet.
- Om af te remmen, trekt u de remhendels omhoog.

Remmen activeren en deactiveren

- Voor het activeren van de remmen, duwt u de remhendels omlaag totdat de remmen in de vergrendelde stand klikken, zoals hieronder weergegeven. Duw het niet voorbij dit punt.
- Voor het deactiveren van de remmen en verder gaan met lopen, trekt u de remhendels omhoog totdat u een "klik" hoort.



Als stoel gebruiken


- Zorg ervoor dat uw looprek op een vlak oppervlak, en niet op een helling staat.
- Activeer de remmen voordat u gaat zitten.
- Zorg ervoor dat uw voeten vlak op de grond rusten.

Verzorging & onderhoud:

Periodieke remafstelling

Voor het aanpassen van de gevoeligheid van de rem:

- Draai de borgmoer met de klok mee voor het reduceren van de gevoeligheid van de remmen.
- Draai de borgmoer tegen de klok in voor het verhogen van de gevoeligheid.



WAARSCHUWING!

- Te veel afstellen van de rem zou kunnen voorkomen dat de wielen vrijelijk bewegen.
- Te weinig afstellen van de rem kan ertoe leiden dat het remblok helemaal niet wordt gekoppeld.
- ***Looprek niet gebruiken als de remmen niet goed werken.***
- ***Looprek niet gebruiken als transportstoel.***

Veiligheidsinstructies:

Waarschuwing! Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig letsel.

- **Dit product NIET gebruiken als rolstoel.**
- **GEEN personen transporteren die zitten op dit looprek.**
- Maximale draagvermogen NIET overschrijden.
- REMMEN MOETEN in vergrendelde stand staan voordat men gaat zitten op de stoel.
- Het looprek NIET zelf voortbewegen tijdens het zitten.
- NIET zitten op het looprek op een helling.
- REMMEN INSPECTEREN voorafgaand aan elk gebruik.
- ALLE WIELEN MOETEN te allen tijde contact maken met de vloer of grond.
- RUGSTEUN IS NIET bedoeld voor ondersteuning van uw volle gewicht. Het is bedoeld voor ondersteuning van de rug tijdens het zitten.
- NIET gebruiken in liften, op trappen, rolpaden of ongelijke oppervlakken.
- BEIDE VOETEN moeten vlak op de grond rusten tijdens het zitten.

ATTENTIE!!!

Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen door onkundig gebruik beschadigd zijn.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 020262 1958 or info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden
gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

© 01.09.2020

Premium Rollator - Article No. 91167

Instruction Manual

The modern design and sturdy construction of this Premium Rollator make it one of the safest walkers on the market, built to support weights of up to 136 kg. The unique design of the frame provides extra room for the feet to move, helping to avoid tripping and falling. It is built with the best materials available to ensure the highest safety you can find.



Our Walker
unique design
provides
extra room
for the feet to move.



Other walkers
offer less space
for the feet to move.

Other Features:

- Reinforced frame for maximum security
- Adjustable handle height
- Extra large 8" wheels for safer indoor and outdoor use
- Rubber tires provide superior grip when brakes are applied, even on smooth indoor surfaces like ceramic tiles, wood and carpet.
- Hand brake locks for safety while seated

- Comfortable extra wide backrest
- Convenient storage bag
- Convenient transport carry bag

Product Dimensions and Specifications:

- Height (min/max): 80 - 92.4 cm
- Length: 70.4 cm
- Width: 67 cm
- Seat Depth: 25 cm
- Seat Width: 46 cm
- Seat Height: 54.3 cm
- Folded Width: 35 cm
- Wheel Diameter: 20 cm
- Unit weight: 8.50 KG
- Loading capacity: 136 KG





Assembly Instructions:

1. Remove all packaging.
2. Remove the two knobs located on both sides of the walker.



3. Unfold the front and back wheels so they will be in the same position as the image shown above.
4. Once the front and back wheels are in the correct position, insert the two knobs again, making sure they go through the frame of the back wheel and the upper support of the front wheel.
5. Tighten the knobs on the opposite side of the metal frame.
6. Once all wheels are tightened and locked, unfold in the images below.



7. Lock the seat to the frame by applying pressure on both sides of the seat (see arrows on picture above) until you hear a click on each side, indicating the seat is locked to the frame.

8. Adjust the height of the handles by standing upright behind the walker with your shoulders relaxed and arms hanging at your sides. The handgrips should be at a height even with your wrists.



9. To fold the walker gently pull the nylon strap at the center of the seat. This will unlock the cross bars from the frame, allowing the walker to fold.


Operating Instructions:

To Walk

- Position yourself behind the walker and hold both handles firmly.
- Roll your walker slowly forward so that the rear wheels are a few inches ahead of your body.
- While maintaining a steady and safe roll forward, place your foot in line with the rear wheels.
- Repeat the movement with your other foot.
- To slow down, pull the brake handles up.

To Lock and Unlock Brakes

- To lock the brakes, push down on the brake handles until the brakes click into locked position, as shown below. Do not push it any further than this point.
- To unlock the brakes and resume walking, pull up the brake handles until you hear a "click."



To Use as a Seat


- Make sure your walker is on a flat surface, not on an incline.
- **Lock** the brakes before sitting.
- Make sure your feet rest flat on the ground.

Care & Maintenance:

Periodic Brake Adjustment

To adjust the sensitivity of the brake:

- Turn locking nut clockwise to reduce brake sensitivity.
- Turn locking nut counter-clockwise to increase sensitivity.



WARNING!

- Over adjustment of the brake might prevent the wheels from moving freely.
- Under adjustment of the brake may cause the brake pad not to engage at all.
- ***Do not use walker if brakes are not working properly.***
- ***Do not use walker as a transport chair.***

Safety Instructions:

Warning! Failure to follow safety instructions may result in serious injury.

- **DO NOT use this product as a wheelchair.**
- **DO NOT transport someone while sitting on this walker.**
- DO NOT exceed maximum weight capacity.
- BRAKES MUST be in locked position before sitting on the seat.
- DO NOT self-propel the walker while seated.
- DO NOT sit on the walker on an incline.
- INSPECT BRAKES before each use.
- ALL WHEELS MUST be in contact with the floor or ground at all times.
- BACKREST IS NOT intended to support your full weight. It is intended to provide back support while seated.
- DO NOT use in escalators, stairs, moving sidewalks, or uneven surfaces.
- BOTH FEET should rest flat on the ground when sitting.

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...

in Germany	0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de
in Austria	0720 204 001 or info@eurotops.at
in Switzerland	071/27 4 68 06 or info@eurotops.ch
in the Netherlands	020262 1958 or info@eurotops.nl
in France	0892 . 700 470** or info@eurotops.fr
in Belgium	070 663 665*** or info@eurotops.be

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

**35 Cents/minute via French landline

***30 Cents/minute via Belgium landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 01.09.2020