

WiTouch Pro

Quick Start Guide

Congratulations on your purchase of the Hollywog® WiTouch Pro device. Hollywog WiTouch Pro is the first wireless remote controlled pain relief device incorporating TENS technology to specifically target back pain. The thin and flexible design perfectly contours the back for maximum surface contact. The advanced electronics design maximizes energy use, providing over 150 30-minute treatment sessions per battery life. This innovative device is safe, drug-free, easy to use, discreet & comfortable to wear, and most importantly allows you to control your pain to maintain an active lifestyle.

Get started in a few easy steps

This Quick Start Guide gives you the basics to use your WiTouch Pro. It will introduce you to the features and explain how to get started with your pain relief treatment.

Learn more

Please read the User Manual for complete information on your WiTouch Pro. The User Manual includes detailed information on intended use, contraindications, precautions, warnings, operation and maintenance of your WiTouch Pro. For additional support, visit www.hollywog.com.

Caution: Federal law [USA] restricts this device to sale by or on the order of a practitioner licensed by the law of the State in which he/she practices to use or order the use of the device. Use and application of this device is to be considered and advised by the licensed practitioner prior to prescribing the device.

Get to know your WiTouch Pro



What comes with your WiTouch® Pro?

- 1 Hollywog® WiTouch Pro device
- 1 Hollywog® WiTouch Pro remote control
- 1 Package Hollywog® WiTouch gel pads (5 pair)
- 2 AAA alkaline batteries
- 1 CR2032 lithium battery (installed in remote)
- 1 Size #0 Phillips head screwdriver tool
- 1 Storage Box
- 1 User Manual
- 1 Quick Start Guide

Operate your WiTouch Pro

1. Prepare the treatment area by washing and drying the skin thoroughly. Excessive hair should be trimmed (NOT shaved), and the treatment area should be void of oils and/or lotions. DO NOT apply the main device over broken skin.
2. Remove battery cover from WiTouch Pro device with included screwdriver tool and insert (2) AAA batteries noting correct +/- polarity and replace cover.



3. Press and hold the ON/OFF button on the WiTouch Pro device for one (1) second. The LED will begin blinking green once every two (2) seconds. Your WiTouch Pro device is now ON and ready for use.
4. Remove clear battery insulation tab from the remote control to activate battery. Discard clear tab.



5. Remove two (2) WiTouch gel pads from package and separate the pads at the perforation in the liner.



6. Remove blue liners from gel pads by peeling away the folded edges of the liners. Align the shape of the gel pad to match the shape of the black electrode area, and apply gel pads to WiTouch Pro device. Firmly press the gel onto the electrode across the entire surface of the gel pad to ensure good adhesion.

DO NOT remove green liners during this step.



7. Remove green liners from gel pads by slowly peeling the liner from one inside corner towards the outside corner of the electrode area and apply WiTouch Pro device on the back over area of pain, aligning the center of the unit with the spine.



DO NOT activate stimulation of the device prior to application of the device to the back.

8. Press and hold START/STOP button on remote control momentarily to start treatment stimulation mode. On the WiTouch Pro device, the LED will now begin blinking green very rapidly for the duration of the treatment.



9. Press INCREASE INTENSITY (+) button to increase stimulation intensity to a comfortable level.



NOTE: The stimulation treatment will automatically stop after 30 minutes. To start a new treatment, repeat step 8. The Hollywog WiTouch Pro device will turn off after two (2) hours of inactivity. To turn on the device, repeat step 3.



Hollywog

2830 Amnicola Hwy
Chattanooga, TN 37406 USA
+1 423 305 7778

info@hollywog.com • www.hollywog.com
® and ©2013 Hollywog, LLC. All Rights Reserved
Patents Pending



Guía rápida de instrucciones iniciales

Felicitaciones por su compra del dispositivo Hollywog® WiTouch Pro. El dispositivo Hollywog® WiTouch Pro es el primer dispositivo controlado por remoto inalámbrico para el alivio de dolor y que incorpora la tecnología de TENS para apuntar específicamente el dolor de espalda. El diseño delgado y flexible perfectamente perfila la espalda para el contacto superficial máximo. El diseño electrónico avanzado utiliza al máximo la energía, produciendo más de 150 tratamientos de 30 minutos por carga de batería. Este dispositivo innovador es seguro, sin medicina, fácil de usar, discreto y cómodo para llevar puesto, y más importante, permite que usted controle su dolor, para mantener un estilo de vida activa.

Comenzar con unos pasos fáciles

Esta Guía rápida de instrucciones iniciales, le da fundamentos básicos para usar su WiTouch Pro. Presentara los rasgos y explicará como comenzar con su tratamiento de alivio de dolor.

Aprenda más

Por favor lea el Manual de Usuario para información completa de su WiTouch Pro. El Manual de Usuario incluye la información detallada del uso intencionado, contraindicaciones, precauciones, advertencias, operación y mantenimiento de su WiTouch Pro. Para apoyo adicional, visite www.hollywog.com.

Precaución: La ley federal [USA] restringe este dispositivo a la venta por o en la orden de un practicante licenciado según la ley del estado en el cual él/ella practica para usar o pedir el uso del dispositivo. El uso y la aplicación de este dispositivo debe ser considerado y aconsejado por un practicante autorizado, antes de recetar este dispositivo.

Conozca su WiTouch Pro

Área para aplicación de Electrodos

Botón + : Comienza estimulación y incrementa la intensidad de estimulación


Botón START/STOP : Comienza y para el tratamiento de estimulación

Botón ON/OFF

Botón - : Baja la intensidad de estimulación

Botón - : Baja la intensidad de estimulación

Botón + : incrementa la intensidad de estimulación



Que viene con su WiTouch® Pro?

- 1 dispositivo Hollywog WiTouch Pro
- 1 control remoto Hollywog WiTouch Pro
- 1 Paquete de almohadillas de gel conductiva Hollywog WiTouch
- 2 AAA baterías alcalinas
- 1 batería de litio CR2032 (instalado en el remoto)
- 1 Tamaño #0 destornillador de marca Phillips
- 1 Caja de Almacenaje
- 1 Manual de Usuario
- 1 Guía rápida de instrucciones iniciales

HAGA FUNCIONAR su Hollywog WiTouch Pro

1. Preparar el área de tratamiento, lavar y secar la piel completamente. El cabello excesivo debería ser recortado (NO afeitado), y el área de tratamiento debería estar desprovista de aceite y/o lociones. NO aplique el dispositivo principal sobre la piel herida.
2. Quitar la tapa de batería del dispositivo WiTouch Pro con el destornillador incluido, e inserte (2) baterías AAA según los polos positivo (+) y negativo (-) y reemplazar la tapa de la batería.



3. Presione y sostenga el botón ON/OFF en el dispositivo WiTouch Pro por un (1) segundo. El LED comenzará a parpadear verde una vez, cada dos (2) segundos). Su dispositivo WiTouch Pro ahora está activado en ON y listo para usar.
4. Quitar la etiqueta de aislamiento de batería clara del control remoto para activar la batería. Descarte etiqueta clara.



5. Quitar dos (2) almohadillas de gel de WiTouch del paquete y separe las almohadillas en la perforación del forro.



6. Quitar los forros azules de las almohadillas de gel, pelando aparte las equinas dobladas del forro Protectorio. Alinee la forma de la almohadilla de gel para emparejar la forma del área de electrodo Negro y aplicar la almohadilla de gel al dispositivo Hollywog WiTouch Pro. Firmemente presione el gel en el electrodo a través de la superficie entera de la almohadilla de gel para asegurar la adherencia buena. **NO quite el forro protector verde durante este paso.**



7. Quite los forros protectores verdes de ambas almohadillas de gel en el dispositivo cuidadosamente pelando el forro de una esquina interior hacia la esquina exterior del área de electrodo y colocar el dispositivo WiTouch Pro en la espalda sobre el área del dolor de espalda, alineando el centro del dispositivo sobre la espina. NO activar el estímulo del dispositivo antes de aplicar el dispositivo a la espalda



8. Presione y sostenga el botón START/STOP en el control remoto momentáneamente para comenzar el tratamiento de estimulación. En el dispositivo WiTouch Pro, el LED comenzará a parpadear verde, rápidamente por la duración del tratamiento.



9. Presione el botón (+) INTENSIDAD DE AUMENTO para aumentar la intensidad de estímulo a un nivel cómodo



NOTE: El tratamiento de estímulo se parará automáticamente después de 30 minutos. Para comenzar un nuevo tratamiento, repita el paso numero 8. El dispositivo de Hollywog WiTouch Pro se apagará automáticamente después de dos (2) horas de inactividad. Para encender el dispositivo, repita el paso numero 3.



Hollywog

2830 Amnicola Hwy
Chattanooga, TN 37406 USA
+1 423 305 7778

info@hollywog.com • www.hollywog.com
® and ©2013 Hollywog, LLC. All Rights Reserved
Patente Pendiente

WiTouch Pro

Guide de démarrage rapide

Nous vous remercions pour votre achat de l'appareil Hollywog® WiTouch Pro. Hollywog WiTouch Pro est l'un des premiers appareils de contrôle de la douleur sans fil incorporant la technologie TENS pour cibler spécifiquement le mal de dos. Son design épuré et flexible épouse parfaitement la cambrure du dos pour une surface de contact maximale. Les composants électroniques de dernière génération permettent de réaliser plus de 150 séances de traitement de 30 minutes avec les piles fournies avec l'appareil. Ce nouveau dispositif, répondant aux normes en vigueur en Europe, non-médicamenteux, facile à utiliser, discret et confortable à porter, donne la possibilité de contrôler la douleur au quotidien.

Utilisation de votre appareil pas à pas

Le guide de démarrage rapide vous permet d'acquérir les notions de bases pour utiliser votre WiTouch Pro. Il vous familiarisera aux caractéristiques de l'appareil et vous expliquera comment commencer votre soulagement de la douleur.

Pour en savoir plus

Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour obtenir toutes les informations concernant votre WiTouch Pro. Le Manuel d'utilisation contient des informations détaillées pour utiliser au mieux votre appareil, les contre-indications, les précautions d'emploi, les avertissements, le fonctionnement et l'entretien de votre WiTouch Pro. Pour plus d'informations, visitez le site www.hollywog.com/.

Précautions: La Loi fédérale [USA] autorise la vente de cet appareil sur prescription ou sur conseil médical d'un praticien reconnu par la loi de l'Etat dans lequel il / elle pratique.

Apprenez à connaître votre WiTouch Pro

Positionnement des électrodes

Bouton + : Démarre la stimulation et augmente l'intensité de la stimulation


Bouton
MARCHE/ARRET
: Lance et arrête la séance de stimulation

Bouton
ON / OFF

Bouton - : Diminue l'intensité de la stimulation

Bouton - : Diminue l'intensité de la stimulation

Bouton + : augmente l'intensité de la stimulation




Votre WiTouch® Pro comprend :

- 1 appareil Hollywog® WiTouch Pro
- 1 télécommande Hollywog® WiTouch Pro
- 1 sachet de coussinets de gel réutilisables Hollywog® WiTouch (5 paires) 2 piles alcalines AAA (LR 3 – 1,5V)

Mise en place de votre WiTouch Pro

1. Préparez la peau de votre dos en la lavant et la séchant complètement. En cas de pilosité excessive, nous vous conseillons de couper les poils (ne pas raser). La peau doit être complètement sèche (pas d'huile ou de lotion). NE PAS appliquer l'appareil sur un grain de beauté, sur une plaie ou une cicatrice récente.
2. Retirer le capot de piles du dispositif WiTouch Pro avec le tournevis inclus et insérer les 2 piles AAA (LR 3) correctement selon la polarité + / - et remettre le capot.



3. Maintenir appuyé pendant une (1) seconde le bouton ON/OFF sur l'appareil WiTouch Pro. La LED commencera à clignoter en vert toutes les deux (2) secondes. Votre appareil WiTouch Pro est à présent activé et prêt pour l'utilisation.
4. Retirer la languette de sécurité du capot de la télécommande pour activer les piles. Jeter la languette.



5. Retirer deux (2) coussinets de gel du sachet et séparer les à l'aide des perforations au milieu.



6. Retirer le film protecteur bleu des coussinets de gel en le décollant par les bords. Bien aligner selon leur forme les coussinets de gel sur la zone noire des électrodes, et appliquer les coussinets de gel sur l'appareil WiTouch Pro. Appuyer fermement sur les coussinets de gel pour bien répartir le gel sur toute la surface et assurer ainsi une bonne adhésion.

NE PAS retirer le film protecteur vert à cette étape.



- 1 pile lithium CR2032 (insérée dans la télécommande)
- 1 tournevis à tête Phillips de taille # 0
- 1 boîte de rangement
- 1 manuel d'utilisation
- 1 guide de démarrage rapide

7. Retirer le film protecteur vert des coussinets de gel en le décollant doucement du coin interne vers le coin externe de la zone des électrodes et appliquer l'appareil WiTouch Pro sur votre dos, directement sur la zone douloureuse, en alignant le centre de l'appareil avec la colonne vertébrale. **NE PAS lancer la stimulation de l'appareil avant d'avoir positionné l'appareil sur le dos.**



8. Maintenir appuyé quelques secondes le bouton MARCHE/ARRET de la télécommande pour commencer la séance de stimulation. Sur l'appareil WiTouch Pro, la LED va alors commencer à clignoter en vert très rapidement pendant toute la durée du traitement.



9. Appuyer sur le bouton (+) AUGMENTER INTENSITÉ pour augmenter l'intensité de la stimulation jusqu'à un niveau confortable.



REMARQUE: La séance de stimulation s'arrête automatiquement après 30 minutes. Pour commencer une nouvelle séance de stimulation, recommencer à partir de l'étape 8. L'appareil Hollywog WiTouch Pro s'éteindra automatiquement après deux (2) heures d'inactivité. Pour rallumer l'appareil, recommencer à partir de l'étape 3.



Hollywog

2830 Amnicola Hwy
Chattanooga, TN 37406 USA
+1 423 305 7778

info@hollywog.com • www.hollywog.com
® and ©2013 Hollywog, LLC. All Rights Reserved
Brevets en cours d'homologation

WiTouch[®] Pro

Kurzanleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf vom Hollywog[®] WiTouch Pro Apparat. Hollywog WiTouch Pro ist der erste drahtlose ferngesteuerte Apparat für Schmerzentlastung, der die TENS-Technologie benutzt, um konkret auf Rückenschmerzen abzielen zu können. Das dünne und flexible Design formt die Körpergestalt perfekt für einen maximalen Oberflächenkontakt. Fortschrittliches elektronisches Design maximiert den Energieverbrauch, indem es über 150 30-Minuten-Sessions pro Batterieleben sichert. Dieser innovative Apparat ist sicher, medikamentenfrei, benutzerfreundlich, diskret & bequem und, was das wichtigste ist, er lässt Ihnen den Schmerz kontrollieren und ein aktives Leben führen.

Anleitung Schritt für Schritt

Das Quick Start Guide gibt Ihnen das Basiswissen über Anwendung von Ihrem WiTouch Pro. Es wird Sie auf charakteristische Merkmale hinweisen und erklären, wie mit Ihrer Schmerzbehandlung anzufangen ist

Mehr Informationen

Bitte das Benutzerhandbuch für ein vollständiges Wissen über Ihr WiTouch Pro lesen. Das Benutzerhandbuch beinhaltet detaillierte Informationen zur vorgesehenen Anwendung, Gegenanzeigen, Vorkehrungen, Warnungen, Funktionsweise und Wartung von Ihrem WiTouch Pro. Für weitere Unterstützung besuchen Sie die Website: www.hollywog.com.

Verwarnung: Das Bundesrecht [USA] beschränkt den Erwerb von diesem Apparat, so dass es nur durch oder auf ärztliche Anweisung des praktischen, durch das Recht des Bundesstaates zugelassenen Arztes verkauft werden kann, in dem er/sie den Apparat anwendet oder solche Anwendung anordnet. Der Gebrauch sowie die Anwendung von diesem Apparat sollte vor der Verschreibung durch den zugelassenen Arzt überlegt und dem Patienten erklärt werden.



Was bekommen Sie extra mit Ihrem WiTouch® Pro?

- 1 Hollywog® WiTouch Pro Apparat
- 1 Hollywog® WiTouch Pro Fernbedienung
- 1 Verpackung von Hollywog® WiTouch Gel-Pads
- 1 CR2032 Lithium Batterie (in Fernbedienung installiert)
- 2 AAA alkalische Batterien
- 1 Kreuzschlitzschraubenzieher Größe #0
- 1 Lagerbox
- 1 Benutzerhandbuch
- 1 Kurzanleitung

Bedienen Sie Ihr WiTouch Pro

1. Bitte das Behandlungsgebiet durch sorgfältiges Waschen und Abtrocknen der Haut vorbereiten. Überschüssiges Haar sollte nachgeschnitten (NICHT rasiert) werden und das Behandlungsgebiet sollte mit keinem Öl und/oder keiner Lotion eingecremt sein. Bitte den Hauptapparat NICHT anwenden, wenn die Haut verletzt ist.
2. Bitte den Batteriedeckel mithilfe des beihalteten Schraubenziehers vom WiTouch Pro Apparat entfernen, dort (2) AAA Batterien hineinstecken, wobei auf korrekte +/- Polarität geachtet werden sollte, und den Deckel zurücklegen.



3. Bitte auf ON/OFF Button vom WiTouch Pro Apparat drücken und es eine (1) Sekunde lang halten. Die LED wird beginnen alle zwei (2) Sekunden einmal grün zu blinken. Ihr WiTouch Pro ist jetzt ON (eingeschaltet) und gebrauchsfertig.
4. Bitte die klare Lasche der Batterienisolierung von der Fernbedienung entfernen, um die Batterie zu aktivieren. Bitte die klare Lasche ablegen.



5. Bitte zwei (2) WiTouch Gel-Pads aus der Verpackung herausnehmen und die Pads an der Perforation des Belags trennen.



6. Bitte die blauen Beläge von den Gel-Pads entfernen, indem Sie die Falkanten der Beläge ablösen. Bitte die Form der Gel-Pads an die Form der schwarzen Elektrodenbereiche anpassen und die Gel-Pads auf den WiTouch Pro Apparat auflegen. Bitte das Gel an die ganze Elektrodenfläche fest drücken um die gute Haftung der Gel-Pads zu sichern. **Bitte die grünen Beläge während dieses Schritts NICHT entfernen.**



7. Bitte die grünen Beläge von den Gel-Pads durch die langsame Ablösung des Belags von einer Innenecke in Richtung zur Außenecke des Elektrodenbereiches hin entfernen und den WiTouch Apparat an den Rücken im Schmerzbereich anlegen, indem Sie den zentralen Teil des Apparats an die Wirbelsäule anpassen. **Bitte die Stimulation vor der Anpassung des Apparats an den Rücken NICHT aktivieren.**



8. Bitte auf START/STOP Button auf der Fernbedienung drücken und es für einen Moment halten, um die Stimulation zu beginnen. Die LED von dem WiTouch Pro Apparat wird jetzt grün und sehr schnell blinken, bis zum Ende der Stimulation



9. Bitte auf INCREASE INTENSITY (+) [Intensität steigern] Button drücken, um die Stimulationsintensität wunschgemäß zu steigern



BITTE BEACHTEN: Die Stimulation wird nach 30 Minuten automatisch gestoppt. Um eine neue Session zu starten, bitte den 8. Schritt wiederholen. Der Hollywog WiTouch Pro Apparat wird sich nach (2) 8 Stunden der Inaktivität automatisch ausschalten. Um den Apparat einzuschalten, bitte den 3. Schritt wiederholen.



Hollywog

2830 Amnicola Hwy
Chattanooga, TN 37406 USA
+1 423 305 7778

info@hollywog.com • www.hollywog.com
© and ©2013 Hollywog, LLC. All Rights Reserved
Zum Patent angemeldet

11S.1007D