



91241

Imported by - Importé par:  
GD import (Genius Ideas & Wellys)

190 chemin de la Frayère - 06530 Peymeinade - France





www.gdimport.com

www.genius-ideas.com

www.wellys-care.com



En France: Emballages, papier, piles, meubles, textiles et articles électriques se recyclent.  
Mettez ces éléments dans des poubelles adaptées ou en déchèterie spécialisée.



- A. RESERVOIRE
- B. MAXIMUM DE REMPLISSAGE
- C. TUBE
- D. BOUTON
- E. CORPS DE POMPE
- F. BUSE

Schéma1: Pendant l'utilisation de l'hydropropulseur, ne pas le mettre en position horizontale car risques de fuites.

FR- Hydropropulseur "Push and Clean"/ 209025 version 2016-07-12

#### PRÉPARATION:

Important: Avant d'utiliser le produit, débranchez le réservoir et submerger le corps de la pompe, le tube et la buse complètement dans l'eau. Appuyez sur la touche pendant au moins 60 secondes jusqu'à ce qu'il commence à buller. Soulevez ensuite la fin de la buse au-dessus de l'eau et appuyez sur le bouton pour vérifier que l'appareil fonctionne correctement et que le jet soit régulier.

#### REMPLIR VOTRE HYDROPROPULSEUR :

1. Tenez l'hydropropulseur à la verticale, tournez doucement le réservoir dans le sens antihoraire et séparé du corps de pompe.
2. Remplir le réservoir jusqu'à la ligne de remplissage maximum avec de l'eau ou un rince-bouche. **REMARQUE: utiliser un rince bouche avec la même consistance que l'eau.**
3. Remontez le boîtier de la pompe en l'insérant dans le réservoir et tourner doucement.

#### UTILISATION DE VOTRE HYDROPROPULSEUR:

1. Placez votre pouce comme indiqué dans le schéma 1 sur le bouton.
2. Gardez toujours l'élément en position verticale lors de l'utilisation pour assurer un jet régulier.
3. Appuyez sur la touche plusieurs fois jusqu'à ce que le liquide sorte dans un flux régulier. Vous pouvez régler la vitesse et le volume du courant en faisant varier l'angle de l'hydropropulseur lorsque vous le déplacez dans votre bouche.
4. Pour nettoyer entre les dents: positionner la buse contre les dents à la ligne des gencives, fermez votre bouche autour de la buse et appuyez sur le bouton. Utilisez à la fois, à l'avant et à l'arrière des dents pour des résultats optimaux et continuez aussi longtemps que nécessaire.
5. Pour nettoyer les bridges, les bagues, les implants ou d'autres dispositifs : positionner la buse en dessous et appuyer sur le bouton. Pour de meilleurs résultats, irriguer chaque partie sur des différents angles à chaque fois.

#### ENTRETIEN DE VOTRE HYDROPROPULSEUR:

1. Après chaque utilisation, vider le réservoir et appuyer sur le bouton pour éliminer tout fluide restant à l'intérieur de l'unité.
2. Pour des raisons d'hygiène ne pas partager.
3. Conservez dans un endroit sûr et assurez-vous que la buse ne peut pas être endommagée.
4. Lorsque vous voyagez, rangez la buse dans le réservoir.

#### NETTOYAGE DE VOTRE HYDROPROPULSEUR:

Après utilisation, vider le réservoir et appuyer sur le bouton pour éliminer tout fluide restant à l'intérieur de l'unité. Rincez soigneusement à l'eau chaude et séchez.

GB- POWER FLOSS "Push and Clean"/ 209025

Diagram 1: While using the power floss, do not put it in horizontal position, it might have some leaks.

- A. RESERVOIR
- B. MAX FILL LINE
- C. TUBE
- D. BUTTON

- E. PUMP HOUSING
- F. NOZZLE

#### PREPARATION:

**Important:** Before using the item, disconnect the reservoir and submerge the pump housing, tube and nozzle completely in water.

Press the button for at least 60 seconds until it starts bubbling.

Then lift the end of the nozzle above the water and press the button to ensure that the unit is working properly and has a steady jet stream.

#### FILLING YOUR POWER FLOSS:

1. Hold the power floss upright, gently twist the reservoir counter clockwise and separate from the pump housing.
2. Fill the reservoir up to the max fill line with either water or mouthwash. **NOTE: use mouth wash with the same consistency as water.**
3. Reattach the pump housing by inserting it into the reservoir and gently twist clockwise to lock it.

#### USING YOUR POWER FLOSS:

1. Position your thumb as shown in Diagram 1 on the button.
2. Always keep the item in an upright position during use to ensure a steady jet stream.
3. Press the button several times until liquid comes out in a steady stream. You can adjust the speed and volume of the stream by varying the angle of the power floss as you move it across your mouth.
4. To clean in-between teeth: position the nozzle against the teeth at the gum line, close your mouth around the nozzle and press the button. Use at both, front and back of the teeth for optimum results and continue for as long as required.
5. To clean Bridges, braces, implants or other devices: position the nozzle under it and press the button. For best results, irrigate each site from more than one angle whenever possible.

#### Caring for your power floss:

1. After each use, empty the reservoir and depress the button to remove any remaining fluid from within the unit.
2. For hygienic reasons do not share it.
3. Store it in a safe place and ensure the nozzle cannot be damaged.
4. When travelling, store the nozzle in the reservoir.

#### CLEANING YOUR POWER FLOSS:

After use, empty the reservoir and depress the button to remove any remaining fluid from within the unit.

Flush it thoroughly using warm water and wipe dry.

#### DE – Munddusche “Push and Clean”, Art. 209025

Abbildung 1: Die Munddusche bei Benutzung nicht horizontal halten, da diese auslaufen könnte.

- A. WASSERTANK
- B. MAXIMALE FÜLLHÖHE
- C. SCHLAUCH
- D. KNOPF
- E. PUMPENGEHÄUSE
- F. DÜSE

#### VORBEREITUNG:

**Wichtig!** Vor Benutzung der Munddusche nehmen Sie den Tank ab und tauchen Sie das Pumpengehäuse, den Schlauch und die Düse vollständig ins Wasser. Drücken Sie mindestens 60 Sekunden auf den Knopf, bis sich Blasen bilden.

Heben Sie dann das Ende der Düse über den Wasserspiegel und drücken Sie auf den Knopf, um zu überprüfen, ob das Gerät korrekt funktioniert und ob der Strahl regelmäßig ist.

#### AUFFÜLLEN DER MUNDUSCHE:

1. Halten Sie die Munddusche vertikal, drehen Sie den Tank vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn von dem Pumpengehäuse ab.
2. Füllen Sie den Tank bis zur maximalen Füllhöhe mit Wasser oder Mundwasser. **ANMERKUNG: Verwenden Sie ein Mundwasser, das die gleiche Konsistenz wie Wasser hat.**
3. Setzen Sie das Pumpengehäuse wieder zusammen, indem Sie es vorsichtig in den Tank eindrehen.

#### BENUTZUNG DER MUNDUSCHE:

1. Halten Sie Ihren Daumen auf den Knopf wie in Abbildung 1 dargestellt.
2. Halten Sie das Gerät während der Benutzung immer vertikal, um einen regelmäßigen Strahl zu erhalten.
3. Drücken Sie mehrmals auf den Knopf, bis die Flüssigkeit regelmäßig ausfließt. Sie können die Geschwindigkeit und Stärke des Strahles regeln, indem Sie den Winkel der Munddusche ändern, während Sie sie im Mund bewegen.
4. Zur Reinigung zwischen den Zähnen: Halten Sie die Düse am Zahnfleischansatz gegen die Zähne, schließen Sie den Mund um die Düse und drücken Sie auf den Knopf. Für optimale Ergebnisse sowohl vor als auch hinter den Zähnen verwendbar. Wiederholen Sie den Vorgang so lange wie nötig.
5. Zur Reinigung von Brücken, Zahnsparren, Implantate, etc. halten Sie die Düse darunter und drücken Sie auf den Knopf. Für optimale Ergebnisse ändern Sie stets den Winkel, in dem Sie die Munddusche benutzen.

#### PFLEGE UND WARTUNG DER MUNDUSCHE:

1. Leeren Sie den Tank nach jedem Gebrauch und drücken Sie auf den Knopf, um die restliche Flüssigkeit aus dem Gerät zu entfernen.
2. Aus hygienischen Gründen sollte die Munddusche nicht von anderen Personen benutzt werden.
3. Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort auf und vergewissern Sie sich, dass die Düse nicht beschädigt werden kann.
4. Bewahren Sie die Düse im Tank auf, wenn Sie das Gerät auf Reisen mitnehmen.

#### REINIGUNG DER MUNDUSCHE:

Leeren Sie den Tank nach jedem Gebrauch und drücken Sie auf den Knopf, um die restliche Flüssigkeit aus dem Gerät zu entfernen. Sorgfältig mit warmem Wasser ausspülen und trocknen.

#### NL - Monddouche “Push and Clean” / 209025

Figuur 1: Houd bij gebruik van de monddouche is dit niet horizontaal, aangezien ze kunnen lekken.

- A. tank
- B. maximaal vloeistofniveau
- C. slang
- D. knoop
- E. pomphuis

Quindi, sollevare l'estremità dell'ugello sopra l'acqua e premere il pulsante per verificare che il dispositivo sta funzionando correttamente e che il getto è regolare.

#### Riempi il tuo FLOSSER:

1. Mantenere verticalmente, ruotare lentamente la direzione del serbatoio in senso orario e il corpo pompa separata.
2. Riempire il serbatoio fino alla linea di riempimento con acqua o collutorio. **Nota: utilizzare un collutorio con la stessa consistenza come l'acqua.**
3. Rimontare il corpo della pompa inserendolo nel serbatoio e girare lentamente.

#### UTILIZZO DI FLOSSER:

1. Posizionare il pollice come mostrato in figura 1 sul tasto.
2. Tenere sempre l'elemento in posizione verticale durante l'uso per garantire un flusso costante.
3. Premere il tasto più volte fino a quando il liquido in modo in un flusso costante. È possibile regolare la velocità e il volume della corrente variando l'angolo dell'irrigatore quando viene spostato in bocca.
4. Per pulire gli spazi fra i denti: posiziona il boccaglio contro i denti sulla linea di gomma, chiudere la bocca attorno al boccaglio e premere il pulsante. Utilizzare entrambi i denti anteriori e posteriori per ottenere risultati ottimali e continuerà il tempo necessario.
5. Per pulire i ponti, impianti, anelli o altri dispositivi: posizionare l'ugello verso il basso e premere il pulsante. Per ottenere i migliori risultati, ogni parte irrigare ad angoli diversi in ciascun caso.

#### MANUTENZIONE DI FLOSSER:

1. Dopo ogni uso, svuotare il serbatoio e premere il pulsante per rimuovere il liquido rimanente all'interno dell'unità.
2. Per motivi igienici non condividono.
3. Conservare in un luogo sicuro e assicurarsi che l'ugello non possa essere danneggiato.
4. Su mantenere l'ugello nel serbatoio.

#### PULIZIA DI FLOSSER:

Dopo l'uso, scolare e premere il pulsante per rimuovere il liquido rimasto all'interno dell'unità. Sciacquare abbondantemente con acqua tiepida e asciugare.

#### PT- FLOSSER "Push and Clean"/ 209025

- A. TANK
- B. de enchimento elevada
- C. TUBE
- D. BUTTON
- E. abitazioni DI POMPA
- F. HEADER

#### PREPARAÇÃO:

**Importante:** Antes de utilizar o produto, desligue o tanque e mergulhe o corpo da bomba, tubo e bico completamente na água.

Pressione o botão por pelo menos 60 segundos até que ele começa a borbulhar.

Em seguida, levantar a extremidade do bico por cima da água e pressionar o botão para verificar se o dispositivo está a funcionar correctamente e de que o jacto é regular.

#### Encha sua FLOSSER:

1. Mantenha-o verticalmente, vire lentamente a direção do tanque no sentido horário e corpo da bomba em separado.
2. Encha o reservatório até a linha de enchimento com água ou bochechos. **NOTA: Use um bochecho com a mesma consistência como água.**
3. Monte a carcaça da bomba, inserindo-o no tanque e vire lentamente.

#### USO DE SUA FLOSSER:

1. Coloque o polegar como mostrado na Figura 1 no botão.
2. Mantenha sempre o item na posição vertical durante o uso para garantir um fluxo constante.
3. Pressione o botão várias vezes até que o líquido lo em um fluxo constante. Você pode ajustar a velocidade eo volume da corrente, variando o ângulo do irrigador quando movido na boca.
4. Para limpar entre os dentes: Coloque o bocal contra os dentes na linha da gengiva, feche a boca em torno do bocal e pressione o botão. Use a frente e dentes de trás para melhores resultados e continuará enquanto for necessário.
5. Para limpar as pontes, implantes, anéis ou outros dispositivos: posicionar o bico para baixo e pressione o botão. Para melhores resultados, cada parte irrigar em ângulos diferentes em cada caso.

#### MANUTENÇÃO DE SUA FLOSSER:

1. Após cada uso, esvazie o tanque e pressione o botão para remover o líquido remanescente no interior da unidade.
2. Por razões de higiene não compartilham.
3. Mantenha em local seguro e certifique-se de que o bocal não pode ser danificado.
4. Ao viajar, mantenha o bocal no tanque.

#### LIMPEZA DO SUA FLOSSER:

Após o uso, escorra e aperte o botão para remover o líquido remanescente no interior da unidade.

Enxaguar abundantemente com água quente e seco.

#### PL - Irrigator "Push and Clean"/ 209025

Figura 1: zatrzymaniem pomocą nawadniania doustnym jest poziome, które mogą przeciekać.

- A. Zbiornik
- B. Maksymalny poziom cieczy
- C. Wąż
- D. Przycisk
- E. Obudowa pompy
- F. Duse

#### Przygotowanie:

**Ważne:** Przed zastosowaniem produktu należy wyjąć zbiornik i zanurzyć obudowę pompy, węża i dyszy pełni do wody.

Prasa co najmniej 60 sekund na przycisk, aż pęcherzyki powietrza.

Następnie unieś końcówkę dyszy powyżej poziomu wody, a następnie naciśnij przycisk, aby sprawdzić, czy urządzenie pracuje prawidłowo i że wiązka jest regularny.

## F. mondstuk

### BEREIDING:

**Belangrijk: Voordat u het product, verwijder de tank en dompel het pomphuis, de slang en het mondstuk volledig in het water.**

**Druk minstens 60 seconden op de knop totdat bubbels vorm.**

**Vervolgens til het einde van het mondstuk boven het waterniveau, en druk op de knop om te controleren of het apparaat juist is en dat de bundel is regelmatig werkt.**

### VULLEN VAN DE MONDDOUCHE:

1. Houd de monddouche verticaal, voorzichtig draai de tank tegen de klok en de stekker uit het pomphuis.
2. Vul het reservoir tot het maximale vulniveau met water of mondwater. **LET OP: Gebruik een mondspoeling met dezelfde consistentie als water heeft.**
3. Verwijder het pomphuis weer samen, waarin u deze in de tank en voorzichtig te draaien.

### GEBRUIK VAN DE MONDDOUCHE:

1. Plaats de duim op de knop, zie figuur 1.
2. Houd het apparaat tijdens het gebruik altijd verticaal naar een reguliere jet te verkrijgen.
3. Druk herhaaldelijk op de knop totdat de vloeistof ausfliet regelmatig. U kunt de snelheid en de kracht van de straal, waar u de hoek van de monddouche kan veranderen aan te passen, terwijl je in de mond te bewegen
4. Voor het reinigen tussen de tanden: je het mondstuk te houden bij het tandvlees aanpak tegen tanden, sluit je mond rond het mondstuk en druk op de knop. Geschikt zowel voor als achter de tanden om optimale resultaten te verkrijgen. Herhaal het proces zo lang als nodig.
5. Voor het reinigen van bruggen, beugels, implantaten en andere apparaten: houd onder het mondstuk en druk op de knop. Om betere resultaten te krijgen, richt je op elk onderdeel, elk met verschillende hoeken.

### ONDERHOUD VAN DE MONDDOUCHE:

1. Na elk gebruik, leeg de tank en druk op de knop om de resterende vloeistof uit het apparaat te verwijderen.
2. Om hygiënische redenen moet de monddouche niet worden gedeeld.
3. Houd het apparaat op een veilige plaats en zorg ervoor dat het mondstuk niet kan worden beschadigd.
4. Houd het mondstuk in de tank terwijl u reist.

### REINIGING VAN DE MONDDOUCHE:

Na elk gebruik, leeg de tank en druk op de knop om de resterende vloeistof uit het apparaat te verwijderen. Spoel grondig met warm water en droog.

### ES- IRRIGADOR BUCAL "Push and Clean"/ / 209025

- A. TANQUE
- B. ALTO RELLENO
- C. TUBO
- D. BOTÓN
- E. carcasa de la bomba
- F. CABEZAL

### PREPARACIÓN:

**Importante: Antes de utilizar el producto, desconecte el tanque y sumergir el cuerpo de la bomba, tubo y boquilla completamente en el agua. Pulse el botón durante al menos 60 segundos hasta que empiece a burbujear.**

**Luego, levante el extremo de la boquilla por encima del agua y pulse el botón para comprobar que el dispositivo está funcionando correctamente y que el chorro es regular.**

### LLENE SU IRRIGADOR BUCAL:

1. Manténgalo verticalmente, gire lentamente el tanque hacia la izquierda dirección y cuerpo de bomba separada.
2. Llenar el depósito hasta la línea de llenado con agua o enjuague bucal. **NOTA: Utilice un enjuague bucal con la misma consistencia que el agua.**
3. Volver a montar la carcasa de la bomba mediante su inserción en el tanque y gire lentamente.

### USO DEL IRRIGADOR BUCAL:

1. Coloque el pulgar como se muestra en la Figura 1 en el botón.
2. Siempre mantenga el artículo en una posición vertical durante su uso para garantizar un flujo constante.
3. Pulse el botón varias veces hasta que el líquido por lo que en un flujo constante. Se puede ajustar la velocidad y el volumen de la corriente mediante la variación del ángulo del irrigador cuando se mueve en la boca.
4. Para limpiar entre los dientes: Coloque la boquilla contra los dientes en la línea de las encías, cierre la boca alrededor de la boquilla y pulse el botón. Utilizar tanto en los dientes delanteros y traseros para obtener resultados óptimos y también continuará mientras sea necesario.
5. Para limpiar los puentes, implantes, anillos u otros dispositivos: posicionar la boquilla de abajo y pulse el botón. Para obtener los mejores resultados, cada parte irrigar en diferentes ángulos en cada caso.

### MANTENIMIENTO DEL IRRIGADOR BUCAL:

1. Después de cada uso, vacíe el depósito y pulse el botón para retirar el líquido que queda en el interior de la unidad.
2. Por razones de higiene no comparten.
3. Mantener en un lugar seguro y asegúrese de que la boquilla no puede ser dañado.
4. Cuando viaje, mantenga la boquilla en el tanque.

### LIMPIEZA DE SU IRRIGADOR BUCAL:

Después de su uso, escurrir y pulse el botón para retirar el líquido que queda en el interior de la unidad. Enjuague bien con agua tibia y seque.

### IT – FLOSSER "Push and Clean"/ / 209025

- A. SERBATOIO
- B. ALTA RIEMPIMENTO
- C. TUBO
- D. BUTTON
- E. Habitación E Bomba
- F. HEADER

### PREPARAZIONE:

**Importante: Prima di utilizzare il prodotto, scollegare il serbatoio ed immergere il corpo della pompa, tubo e ugello completamente in acqua. Premere il pulsante per almeno 60 secondi fino a quando non inizia a bollire.**

#### Napeňovanie irrigátor:

1. Prídržte Irrigator pionovo, delikátne skrúcať v levo, zbiorník i odľáčiť je od obudovy pompy.
2. Wypelenie zbiorníka do maximálneho poziomu napeňovania vodou lub plukania jamy ustnej. Uwaga: Należy używać płynu do płukania ust, który ma taką samą konsystencję jak woda.
3. Zdjając obudowę pompy znowu razem, w którym można wstawić go do zbiorníka i delikátne obracać.

#### Korzystanie z nawadniania:

1. Umieść kciuk na przycisku, jak pokazano na rysunku 1.
2. Trzymać urządzenie podczas użytkowania zawsze pionowo, aby uzyskać regularny strumień.
3. Naciskaj przycisk, aż płyn ausfließt regularnie. Można regulować szybkość i siłę strumienia, w którym można zmienić kąt irrigator ustnej podczas poruszania się w ustach
4. Do czyszczenia między zębami: trzymać dyszę przy zbliżeniu dziąseł przed zębami, zamknąć usta wokół dyszy i nacisnąć przycisk. Nadaje się zarówno przed jak i za zębami w celu uzyskania optymalnych rezultatów. Powtórz ten proces tak długo, jak to konieczne.
5. Do czyszczenia mostów, szelki, implanty i inne urządzenia: Naciśnij i przytrzymaj pod dyszą i nacisnąć przycisk. Aby uzyskać lepsze wyniki, należy dążyć do każdej części każdego z różnymi kątami.

#### Utrzymanie irrigator ustnej:

1. Po każdym użyciu należy opróżnić zbiornik i nacisnąć przycisk, aby usunąć pozostałości płynu z urządzenia.
2. Ze względów higienicznych do nawadniania doustnego nie powinny być udostępniane.
3. Urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i upewnić się, że końcówka nie może być uszkodzona.
4. Utrzymuj dyszę w zbiorniku podczas podróży.

#### Czyszczenie Irrigator:

Po każdym użyciu należy opróżnić zbiornik i nacisnąć przycisk, aby usunąć pozostałości płynu z urządzenia. Dokładnie spłukać ciepłą wodą i osuszyć.

#### CZ - Irigátor "Push and Clean"/ 209025

**Obrázek 1: Držte Při použití ústní irigátor, to není vodorovná, protože může dojít k úniku.**

- A. nádrž
- B. Maximální hladina
- C. hadice
- D. Tlačítko
- E. skříň čerpadla
- F. Duse

#### Příprava:

**Důležité: Před použitím výrobku, vyjměte nádrž a ponořte skříň čerpadla, hadice a trysky úplně do vody.**

**Stiskněte po dobu nejméně 60 sekund na tlačítku, dokud bubliny formě.**

**Dále zvedněte konec trysky nad hladinou, a stiskněte tlačítko ověřit, že zařízení pracuje správně a že paprsek je pravidelná.**

#### Naplnění Irigátory:

1. Uchopte zavlažovač visle, jemně otočíte nádrže proti směru hodinových ručiček a odpojte jej od tělesa čerpadla.
2. Naplňte nádrž až po nejvyšší hladinu plnění nádrže s vodou nebo ústní vody. Poznámka: Použijte ústní voda, která má stejnou konzistenci jako voda.
3. Vyjměte těleso čerpadla opět dohromady, ve kterém jste jej vložit do zásobníku a jemně otáčet.

#### Použití Irigátory:

1. Položte palec na tlačítko, jak je znázorněno na obrázku 1.
2. Držte přístroj během používání vždy kolmo k získání pravidelný proud.
3. Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se tekuté ausfließt pravidelně. Můžete upravit rychlost a sílu paprsku, kde můžete změnit úhel ústní irigátor, když budete pohybovat v ústech
4. K čištění mezi zuby: udržovat trysku v přístupu dásní proti zuby, zavřít ústa kolem trysky a stiskněte tlačítko. Vhodný jak před, tak i za zuby pro získání optimálních výsledků. Tento postup opakujte tak dlouho, jak je nezbytné.
5. Pro čištění mostů, rovnátka, implantáty a dalších zařízení: Stiskněte a držte trysku níže a stiskněte tlačítko. Chcete-li získat lepší výsledky, ty jsou zaměřeny na jednotlivé části každý s různými úhly.

#### Údržba ústní irigátor:

1. Po každém použití vyprázdněte nádrž a stiskněte tlačítko k odstranění zbývající kapalina ze zařízení.
2. Z hygienických důvodů, ústní zavlažovač by neměla být sdíleny.
3. Udržujte přístroj na bezpečném místě a ujistěte se, že tryska nemůže dojít k poškození.
4. Udržujte trysku v nádrži, zatímco budete cestovat.

#### Čištění Irigátory:

Po každém použití vyprázdněte nádrž a stiskněte tlačítko k odstranění zbývající kapalina ze zařízení. Důkladně opláchněte teplou vodou a osušte.

#### SK - Irigátor "Push and Clean"/ 209025

**Obrázok 1: Držte Pri použití ústnej irigátor, to nie je vodorovná, pretože môže dôjsť k úniku.**

- A. nádrž
- B. Maximálna hladina
- C. hadice
- D. Tlačidlo
- E. skriňa čerpadla
- F. Duse

#### Příprava:

**Dôležité: Pred použitím výrobku, vyberte nádrž a ponorte skriňa čerpadla, hadice a trysky úplne do vody.**

**Stlačte po dobu najmenej 60 sekúnd na tlačidlo, kým bubliny forme.**

**Ďalej zdvihnite koniec trysky nad hladinou, a stlačte tlačidlo overiť, že zariadenie pracuje správne a že lúč je pravidelná.**

#### Naplnenie Irigátory:

1. Uchopte zavlažovač visle, jemne otočíte nádrže proti smeru hodinových ručiček a odpojte ho od telesa čerpadla.
2. Naplňte nádrž až po najvyššiu hladinu plnenie nádrže s vodou alebo ústnej vody. Poznámka: Použite ústna voda, ktorá má rovnakú konzistenciu ako voda.
3. Vyberte teleso čerpadla opäť dohromady, v ktorom ste ho vložiť do zásobníka a jemne otáčať.

#### **Použitie Irigátory:**

1. Položte palec na tlačidlo, ako je znázornené na obrázku 1.
2. Držte prístroj počas používania vždy kolmo k získaniu pravidelný prúd.
3. Opakovane stlačte tlačidlo, kým sa tekuté ausfließt pravidelne. Môžete upraviť rýchlosť a silu lúča, kde môžete zmeniť uhol ústny irigátor, keď budete pohybovať v ústach
4. Na čistenie medzi zubami: udržiavať trysku v prístupe ďasien proti zuby, zavrieť ústa okolo trysky a stlačte tlačidlo. Vhodný ako pred, tak aj za zubami pre získanie optimálnych výsledkov. Tento postup opakujte tak dlho, ako je nevyhnutné.
5. Na čistenie mostov, rovnátka, implantáty a ďalších zariadení: Stlačte a držte trysku nižšie a stlačte tlačidlo. Ak chcete získať lepšie výsledky, tie sú zamerané na jednotlivé časti každý s rôznymi uhlami.

#### **Údržba ústny irigátor:**

1. Po každom použití vyprázdniť nádrž a stlačte tlačidlo na odstránenie zostávajúcej kvapalina zo zariadenia.
2. Z hygienických dôvodov, ústna zavlažovač by nemala byť zdieľané.
3. Udržujte prístroj na bezpečnom mieste a uistite sa, že tryska nemôže dôjsť k poškodeniu.
4. Udržujte trysku v nádrži, zatiaľ čo budete cestovať.

#### **Čistenie Irigátory:**

Po každom použití vyprázdniť nádrž a stlačte tlačidlo na odstránenie zostávajúcej kvapalina zo zariadenia. Dôkladne opláchnite teplou vodou a osušte.

#### **РУС - ирригатор "Push and Clean"/ 209025**

**Рисунок 1: Удержание При использовании ирригатор для полости рта, это не по горизонтали, так как они могут потечь.**

- A. бак
- B. максимальный уровень жидкости
- C. шланг
- D. кнопка
- E. корпус насоса
- F. сопло

#### **Подготовка:**

**Важно:** Перед использованием продукта, снимите бак и опустите корпус насоса, шланг и сопло полностью в воду.

Нажмите по крайней мере, 60 секунд на кнопку, пока пузырьки форме.

Затем поднимите конец сопла над уровнем воды, и нажмите кнопку, чтобы убедиться, что устройство работает правильно, и что луч является регулярным.

#### **Заполнение ирригатор:**

1. Удерживая ирригатор вертикально, аккуратно скрутить бак против часовой стрелки и отсоединить его от корпуса насоса.
2. Наполните бачок до максимального уровня заполнения с водой или жидкостью для полоскания рта. Примечание: Используйте жидкость для полоскания рта, который имеет ту же последовательность, как вода.
3. Снимите снова вместе корпус насоса, в котором вы вставить его в бак и осторожно поверните.

#### **Использование ирригатора:**

1. Поместите большой палец на кнопку, как показано на рисунке 1.
2. Держите устройство во время использования всегда вертикально, чтобы получить регулярные струи.
3. Нажимайте кнопку, пока жидкость ausfließt на регулярной основе. Вы можете регулировать скорость и силу струи, где вы можете изменить угол наклона полости ирригатор при перемещении во рту
4. Для чистки между зубами: вы держите сопло при подходе десен против зубов, закрыть рот вокруг сопла и нажмите кнопку. как до, так и за зубами Подходит для достижения оптимальных результатов. Повторите этот процесс до тех пор, по мере необходимости.
5. Для очистки мостов, брекетов, имплантов и других устройств: нажмите и удерживайте сопло ниже, и нажмите кнопку. Для того, чтобы получить лучшие результаты, вы нацелены на каждой части с разными углами.

#### **Поддержание ирригатор для полости рта :**

1. После каждого использования опорожнить бак и нажмите кнопку, чтобы удалить оставшуюся жидкость из устройства.
2. По гигиеническим причинам, оральный ирригатор не должны быть разделены.
3. Храните прибор в безопасном месте и убедитесь, что сопло не может быть поврежден.
4. Держите сопло в баке во время путешествия.

#### **Очистка ирригатор:**

После каждого использования, опорожнить бак и нажмите кнопку, чтобы удалить оставшуюся жидкость из устройства. Тщательно промыть теплой водой и высушить.