

Gebrauchsanweisungen O-PUR 8 Liter mit Weichmaske

Deutsch

O-PUR 8 Liter mit Weichmaske

Art. Nr.: 112084

Maske über Mund und Nase setzen. 8 – 10 mal für 1 – 2 Sekunden inhalieren. Vorgang bei Bedarf nach 10 Minuten wiederholen.

Spanisch

O-PUR 8 Liter mit Weichmaske

Art. Nr. 112084

Instrucciones de uso Mascarilla Soft

O-PUR

Colocar la mascarilla sobre la boca y la nariz. Inhalar 8 a 10 veces durante 1 a 2 segundos. En caso necesario repetir el proceso después de 10 minutos.

Französisch

O-PUR 8 Liter mit Weichmaske

Art. Nr.: 112084

Appliquer légèrement la masque contre la bouche et le nez. Inspirer 1 – 2 sec. pour 8 – 10 fois. Eloigner la canette. Cette operation peut etre repetee après 10 minutes en cas de necessite.

Englisch

O-PUR 8 Liter mit Weichmaske

Art. Nr.: 112084

Place the mask over the nose and mouth and secure with the elastic band behind head. Press the valve and inhale the oxygen. Suggested respiration frequency about 8 – 10 breaths. Repeat after 10 minutes if required.

Italienisch

O-PUR 8 Liter mit Weichmaske

Art. Nr.: 112084

Premere leggermente la maschera contro la bocca ed il naso. Inalare per 1 – 2 secondi e per 8 – 10 volte. Posare la bomboletta. Ripetere dopo 10 minuti in caso di necessita.

Niederländisch

O-PUR 8 Liter mit Weichmaske

Art.Nr.: 112084

Gebruiksaanwijzing Mondstuk O-PUR

Plaats het mondstuk over mond en neus. Doe het bandje om het hoofd. Activeer de bus en inhaleer de zuurstof. Frequentie 8 à 10 keer. Bij behoefte, na 10 minuten herhalen.